


車いす用体重計 PW-650A

型式承認取得品 回基準適合証印



乗り降りしやすい薄型の車いす用体重計

介護福祉施設や医療機関などでご活用いただけます。



スロープ段差が少なく 乗り降りしやすい **薄型設計**






※表示ボックススタンドは オプションです。

■仕様

品 番		PW-650A
体重測定部	計量方法	電気抵抗線式はかり
	型式承認番号	第D1075号 精度等級3級
	ひょう量(最大計量)	200kg(風袋量含む)
	目量(最小表示)	O.1kg
	最大風袋引き量	100kg
表示方法		LCD表示 文字高38mm
外部インターフェイス		RS-232C
(PW-650A(RS付)仕様のみ)		D-サブ9ピンメス出力専用
声 活		ACアダプター(DC9V500mA)
電源		または単3形アルカリ乾電池6本(別売)
消費電力		0.3W以下
質 量	コントローラー	約0.5kg
	測定台	約28.0kg
主な付属品		ACアダプター
メーカー希望 小売価格	PW-650A	¥198,000(税抜)
	PW-650A(RS付)*	¥208,000(税抜)
製造国		日本

※PW-650A(RS付)は、RS-232Cポート(出力専用)が付いています。







株式会社

本 社 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

東京 営業所 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 03(3558)8111(代表) FAX03(3558)0335 大阪 営業所 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-3-15 06(6784)2811(代表) FAX06(6784)2778 名古屋営業所 〒465-0072 愛知県名古屋市名東区牧の原2-707 052(704)2201(代表) FAX052(704)2221 福岡 営業所 〒812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-2-6 092(575)5761(代表) FAX092(575)5617 北日本営業所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8 022(299)7161(代表) FAX022(299)7163

(株) タニタ秋田 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1 0187(66) 2122(代表)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 ナビダイヤル(有料) 20570-099655 受付時間9:00~18:00(祝日を除く月~金)

(株)タニタ本社・東京営業所・大阪営業所・(株)タニタ秋田は、ISO9001の認証登録事業所です。

◎表示価格をはじめ、このカタログの内容は2017年12月現在のものです。◎商品のデザイン・仕様・価格は変更になることもありますのでご了承ください。◎商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。

http://www.tanita.co.jp

©2017 TANITA Corporation.