

# 体組成計 BC-766/BC-767/BC-768 対応スマートフォン



iPhone、Androidスマートフォンとの通信に対応しています。  
対応機種は以下よりご確認ください。記載のないスマートフォンは動作保証の対象外となりますので体組成計ご購入の前に必ずご確認ください。

## ■ iPhone

iPhone 6s/6s Plus/SE/7/7 Plus/8/8 Plus/X/Xs/Xs Max/XR/11/11Pro/11Pro Max/SE（第二世代）/12/12Pro/12mini/12Pro Max/13/13Pro/13mini/13Pro Max/SE（第三世代）/14/14Plus/14Pro/14Pro Max/15/15Plus/15Pro/15Pro Max に対応しています。  
※OSのバージョンが13、14、15、16、17以外の端末については動作保証の対象外となります。  
※iPad、iPod touchは動作保証の対象外です。

更新日：2023年11月7日

## ■ Android

機種、キャリアにより対応状況が異なります。下記の一覧より対応状況をお確かめください。

※OSのバージョンが7.0未満の端末については対応しておりません。

※記載のない機種については動作保証の対象外となります。

※一覧に記載されている、「機種名」「型番」「OSバージョン」が一致しない場合は、動作保証対象外です。

※Androidタブレットには対応しておりません。

### ■ Android OSについての注意事項

Android7.0以降、12未満の端末では位置情報がONになっていないと通信対応機器との通信ができないため、位置情報をONにしてご利用ください。

Android12以降の端末で通信対応機器と通信をする場合は、「付近のデバイスにアクセスする」ことへの許可をしてご利用ください。

更新日：2024年3月29日

## docomo

メーカー	機種名	型番	OSバージョン
FUJITSU	arrows 5G	F-51A	10.0
FUJITSU	arrows Be	F-04K	8.1
FUJITSU	arrows Be	F-05J	7.1
FUJITSU	arrows Be3	F-02L	9.0
FUJITSU	arrows Be4	F-41A	10.0
FUJITSU	arrows NX	F-01J	8.1
FUJITSU	arrows NX	F-01K	7.1.1
FUJITSU	arrows NX	F-01K	8.1
FUJITSU	arrows NX9	F-52A	10.0
FUJITSU	arrows We	F-51B	11.0
FUJITSU	らくらくスマートフォン	F-52B	11.0
FUJITSU	らくらくスマートフォン me	F-01L	8.1

FUJITSU	らくらくスマートフォン me	F-03K	7.1.2
Google	Google Pixel 3	–	12.0
Google	Google Pixel 3 XL	–	9.0
Google	Google Pixel 3a	–	9.0
HUAWEI	HUAWEI P20 Pro	HW-01K	9.0
HUAWEI	HUAWEI P30 Pro	HW-02L	9.0
KYOCERA	あんしんスマホ	KY-51B	11.0
LG	Disney Mobile on docomo	DM-01K	7.1.2
LG	JOJO	L-02K	8.0
LG	LG style	L-03K	8.1
LG	LG style2	L-01L	9.0
LG	LG style3	L-41A	10.0
LG	LG V60 ThinQ 5G	L-51A	10.0
LG	LG VELVET	L-52A	10.0
LG	V20 PRO	L-01J	7.0
LG	V30+	L-01K	9.0
Panasonic	TOUGHBOOK P-01K	P-01K	8.1
SAMSUNG	Galaxy A20	SC-02M	9.0
SAMSUNG	Galaxy A21	SC-42A	10.0
SAMSUNG	Galaxy A22 5G	SC-56B	11.0
SAMSUNG	Galaxy A23 5G	SC-56C	12.0
SAMSUNG	Galaxy A41	SC-41A	10.0
SAMSUNG	Galaxy A51 5G	SC-54A	10.0
SAMSUNG	Galaxy A54 5G	SC-53D	13.0
SAMSUNG	Galaxy Feel	SC-04J	7.0
SAMSUNG	Galaxy Feel2	SC-02L	8.1
SAMSUNG	Galaxy Note8	SC-01K	7.1.1
SAMSUNG	Galaxy Note9	SC-01L	8.1
SAMSUNG	Galaxy Note10+	SC-01M	9.0
SAMSUNG	Galaxy Note20 Ultra 5G	SC-53A	10.0
SAMSUNG	Galaxy S6	SC-05G	7.0
SAMSUNG	Galaxy S7 edge	SC-02H	8.0
SAMSUNG	Galaxy S8	SC-02J	9.0
SAMSUNG	Galaxy S8+	SC-03J	7.0
SAMSUNG	Galaxy S9	SC-02K	8.0
SAMSUNG	Galaxy S9+	SC-03K	8.0
SAMSUNG	Galaxy S10	SC-03L	10.0
SAMSUNG	Galaxy S10+	SC-04L	9.0
SAMSUNG	Galaxy S20 5G	SC-51A	10.0
SAMSUNG	Galaxy S20+ 5G	SC-52A	11.0
SAMSUNG	Galaxy S22	SC-51C	12.0
SAMSUNG	Galaxy S22 Ultra	SC-52C	12.0
SAMSUNG	Galaxy S23	SC-51D	13.0
SAMSUNG	Galaxy S23 Ultra	SC-52D	13.0
SAMSUNG	Galaxy Z Flip3 5G	SC-54B	11.0
SAMSUNG	Galaxy Z Flip4	SC-54C	12.0
SAMSUNG	Galaxy Z Flip5	SC-54D	13.0
SAMSUNG	Galaxy Z Fold3 5G	SC-55B	11.0
SAMSUNG	Galaxy Z Fold4	SC-55C	12.0
SAMSUNG	Galaxy Z Fold5	SC-55D	14.0
SHARP	AQUOS Compact	SH-02H	7.0

SHARP	AQUOS EVER	SH-02J	8.0
SHARP	AQUOS R	SH-03J	7.1
SHARP	AQUOS R2	SH-03K	8.0
SHARP	AQUOS R3	SH-04L	9.0
SHARP	AQUOS R5G	SH-51A	10.0
SHARP	AQUOS R7	SH-52C	12.0
SHARP	AQUOS R8	SH-52D	13.0
SHARP	AQUOS R8 pro	SH-51D	13.0
SHARP	AQUOS sense	SH-01K	7.1.2
SHARP	AQUOS sense2	SH-01L	9.0
SHARP	AQUOS sense3	SH-02M	9.0
SHARP	AQUOS sense4	SH-41A	10.0
SHARP	AQUOS sense5G	SH-53A	11.0
SHARP	AQUOS sense6	SH-54B	11.0
SHARP	AQUOS sense7	SH-53C	12.0
SHARP	AQUOS sense8	SH-54D	13.0
SHARP	AQUOS wish2	SH-51C	12.0
SHARP	AQUOS zero2	SH-01M	10.0
SONY	Xperia™ 1	SO-03L	9.0
SONY	Xperia™ 1 II	SO-51A	11.0
SONY	Xperia™ 1 IV	SO-51C	12.0
SONY	Xperia™ 1 V	SO-51D	13.0
SONY	Xperia™ 5	SO-01M	9.0
SONY	Xperia™ 5 II	SO-52A	10.0
SONY	Xperia™ 5 III	SO-53B	11.0
SONY	Xperia™ 5 IV	SO-54C	12.0
SONY	Xperia™ 5 V	SO-53D	13.0
SONY	Xperia™ 10 II	SO-41A	11.0
SONY	Xperia™ 10 IV	SO-52C	12.0
SONY	Xperia™ 10 V	SO-52D	13.0
SONY	Xperia™ Ace	SO-02L	9.0
SONY	Xperia™ Ace III	SO-53C	12.0
SONY	Xperia™ XZ	SO-01J	8.0
SONY	Xperia™ XZ premium	SO-04J	7.1
SONY	Xperia™ XZ1	SO-01K	8.0
SONY	Xperia™ XZ1	SO-01K	9.0
SONY	Xperia™ XZ1 Compact	SO-02K	8.0
SONY	Xperia™ XZ2	SO-03K	8.0
SONY	Xperia™ XZ2 Compact	SO-05K	8.0
SONY	Xperia™ XZ2 Compact	SO-05K	9.0
SONY	Xperia™ XZ2 Premium	SO-04K	9.0
SONY	Xperia™ XZ3	SO-01L	9.0
SONY	Xperia™ XZs	SO-03J	7.1.1
SONY	Xperia™ Z5 Compact	SO-02H	7.0
SONY	Xperia™ Z5 Premium	SO-03H	7.0
ZTE	M	Z-01K	8.1
ZTE	MONO®	MO-01J	7.1
ZTE	MONO®	MO-01K	7.1.2

# au

メーカー	機種名	型番	OSバージョン
FUJITSU	arrows We	FCG01	11.0
Google	Google Pixel 5	–	11.0
Google	Google Pixel 6	–	12.0
Google	Google Pixel 6a	–	12.0
HTC	HTC 10	HTV32	7.0
HTC	HTC 10	HTV32	8.0
HTC	HTC U11	HTV33	7.1
HTC	HTC U11	HTV33	9.0
HUAWEI	HUAWEI nova 2	HWV31	7.0
HUAWEI	HUAWEI nova 2	HWV31	8.0
HUAWEI	HUAWEI P20 lite	HWV32	8.0
HUAWEI	HUAWEI P20 lite	HWV32	9.0
HUAWEI	HUAWEI P30 lite Premium	HWV33	9.0
KYOCERA	BASIO3	KYV43	7.1
KYOCERA	BASIO4	KYV47	10.0
KYOCERA	GRATINA	KYV48	10.0
KYOCERA	Qua phone QX	KYV42	7.1
KYOCERA	Qua phone QZ	KYV44	8.0
KYOCERA	Qua phone QZ	KYV44	9.0
KYOCERA	rafre	KYV40	7.0
KYOCERA	TORQUE G03	KYV41	7.1
KYOCERA	TORQUE G03	KYV41	8.1
KYOCERA	TORQUE G04	KYV46	9.0
KYOCERA	URBANO V04	KYV45	9.0
LG	isai Beat	LGV34	7.0
LG	isai V30+	LGV35	8.0
LG	isai V30+	LGV35	9.0
LG	LG it	LGV36	8.1
LG	LG it	LGV36	9.0
LG	Qua phone PX	LGV33	7.0
OPPO	OPPO Find X2 Pro	OPG01	ColorOSv11
OPPO	OPPO Reno7 A	OPG04	11.0
SAMSUNG	Galaxy A8	SCV32	7.0
SAMSUNG	Galaxy A20	SCV46	9.0
SAMSUNG	Galaxy A21 シンプル	SCV49	11.0
SAMSUNG	Galaxy A23 5G	SCG18	12.0
SAMSUNG	Galaxy A30	SCV43	9.0
SAMSUNG	Galaxy A30	SCV43	10.0
SAMSUNG	Galaxy A41	SCV48	10.0
SAMSUNG	Galaxy A54 5G	SCG21	13.0
SAMSUNG	Galaxy Note8	SCV37	7.1
SAMSUNG	Galaxy Note8	SCV37	8.0
SAMSUNG	Galaxy Note8	SCV37	9.0
SAMSUNG	Galaxy Note9	SCV40	9.0
SAMSUNG	Galaxy Note9	SCV40	10.0
SAMSUNG	Galaxy Note10+	SCV45	9.0
SAMSUNG	Galaxy Note10+	SCV45	10.0
SAMSUNG	Galaxy Note20 Ultra 5G	SCG06	10.0
SAMSUNG	Galaxy S6 edge	SCV31	7.0

SAMSUNG	Galaxy S7 edge	SCV33	7.0
SAMSUNG	Galaxy S7 edge	SCV33	8.0
SAMSUNG	Galaxy S8	SCV36	7.0
SAMSUNG	Galaxy S8	SCV36	8.0
SAMSUNG	Galaxy S8	SCV36	9.0
SAMSUNG	Galaxy S8+	SCV35	9.0
SAMSUNG	Galaxy S9	SCV38	8.0
SAMSUNG	Galaxy S9	SCV38	9.0
SAMSUNG	Galaxy S9	SCV38	10.0
SAMSUNG	Galaxy S9+	SCV39	8.0
SAMSUNG	Galaxy S9+	SCV39	9.0
SAMSUNG	Galaxy S9+	SCV39	10.0
SAMSUNG	Galaxy S10	SCV41	9.0
SAMSUNG	Galaxy S10	SCV41	10.0
SAMSUNG	Galaxy S10+	SCV42	9.0
SAMSUNG	Galaxy S10+	SCV42	10.0
SAMSUNG	Galaxy S20 5G	SCG01	10.0
SAMSUNG	Galaxy S20 Ultra 5G	SCG03	10.0
SAMSUNG	Galaxy S20+ 5G	SCG02	10.0
SAMSUNG	Galaxy S20+ 5G BTS Edition	SCG02	10.0
SAMSUNG	Galaxy S22	SCG13	12.0
SAMSUNG	Galaxy S22 Ultra	SCG14	12.0
SAMSUNG	Galaxy S23	SCG19	13.0
SAMSUNG	Galaxy S23 Ultra	SCG20	13.0
SAMSUNG	Galaxy Z A51 5G	SCG07	10.0
SAMSUNG	Galaxy Z Flip	SCV47	10.0
SAMSUNG	Galaxy Z Flip 5G	SCG04	10.0
SAMSUNG	Galaxy Z Flip3 5G	SCG12	11.0
SAMSUNG	Galaxy Z Flip4	SCG17	12.0
SAMSUNG	Galaxy Z Flip5	SCG23	13.0
SAMSUNG	Galaxy Z Fold2 5G	SCG05	10.0
SAMSUNG	Galaxy Z Fold3 5G	SCG11	11.0
SAMSUNG	Galaxy Z Fold4	SCG16	12.0
SAMSUNG	Galaxy Z Fold5	SCG22	13.0
SHARP	AQUOS R	SHV39	7.1
SHARP	AQUOS R	SHV39	8.0
SHARP	AQUOS R	SHV39	9.0
SHARP	AQUOS R compact	SHV41	8.0
SHARP	AQUOS R compact	SHV41	9.0
SHARP	AQUOS R2	SHV42	8.0
SHARP	AQUOS R2	SHV42	10.0
SHARP	AQUOS R3	SHV44	9.0
SHARP	AQUOS R3	SHV44	10.0
SHARP	AQUOS R5G	SHG01	10.0
SHARP	AQUOS sense	SHV40	7.1
SHARP	AQUOS sense	SHV40	8.0
SHARP	AQUOS sense	SHV40	9.0
SHARP	AQUOS sense2	SHV43	8.1
SHARP	AQUOS sense2	SHV43	9.0
SHARP	AQUOS sense3	SHV45	9.0
SHARP	AQUOS sense3 basic	SHV48	10.0

SHARP	AQUOS sense3 plus	SHV46	9.0
SHARP	AQUOS sense3 plus	SHV46	10.0
SHARP	AQUOS sense6	SHG05	12.0
SHARP	AQUOS sense7	SHG10	12.0
SHARP	AQUOS sense8	SHG11	13.0
SHARP	AQUOS SERIE	SHV32	7.0
SHARP	AQUOS SERIE	SHV34	7.0
SHARP	AQUOS SERIE	SHV34	8.0
SHARP	AQUOS SERIE mini	SHV33	7.0
SHARP	AQUOS SERIE mini	SHV38	7.0
SHARP	AQUOS SERIE mini	SHV38	8.0
SHARP	AQUOS U	SHV35	8.0
SHARP	AQUOS U	SHV37	8.0
SHARP	AQUOS wish	SHG06	12.0
SHARP	AQUOS zero2	SHV47	10.0
SHARP	AQUOS zero5G basic	SHG02	10.0
SHARP	AQUOS zero6	SHG04	11.0
SONY	Xperia™ 1	SOV40	9.0
SONY	Xperia™ 1	SOV40	10.0
SONY	Xperia™ 1 II	SOG01	10.0
SONY	Xperia™ 1 IV	SOG06	12.0
SONY	Xperia™ 1 V	SOG10	13.0
SONY	Xperia™ 5	SOV41	9.0
SONY	Xperia™ 5	SOV41	10.0
SONY	Xperia™ 5 II	SOG02	10.0
SONY	Xperia™ 5 III	SOG05	11.0
SONY	Xperia™ 5 IV	SOG09	12.0
SONY	Xperia™ 5 V	SOG12	14.0
SONY	Xperia™ 8	SOV42	9.0
SONY	Xperia™ 10 IV	SOG07	12.0
SONY	Xperia™ 10 V	SOG11	13.0
SONY	Xperia™ Ace III	SOG08	12.0
SONY	Xperia™ X Performance	SOV33	7.0
SONY	Xperia™ X Performance	SOV33	8.0
SONY	Xperia™ XZ	SOV34	7.0
SONY	Xperia™ XZ	SOV34	8.0
SONY	Xperia™ XZ1	SOV36	8.0
SONY	Xperia™ XZ1	SOV36	9.0
SONY	Xperia™ XZ2	SOV37	8.0
SONY	Xperia™ XZ2	SOV37	9.0
SONY	Xperia™ XZ2 Premium	SOV38	8.0
SONY	Xperia™ XZ2 Premium	SOV38	9.0
SONY	Xperia™ XZ2 Premium	SOV38	10.0
SONY	Xperia™ XZ3	SOV39	9.0
SONY	Xperia™ XZs	SOV35	7.1
SONY	Xperia™ XZs	SOV35	8.0
SONY	Xperia™ Z4	SOV31	7.0
SONY	Xperia™ Z5	SOV32	7.0
ZTE	ZTE a1	ZTG01	10.0

# SoftBank

メーカー	機種名	型番	OSバージョン
BALMUDA	BALMUDA Phone	A101BM	11.0
FUJITSU	arrows U	801FJ	9.0
FUJITSU	arrows We	A101FC	11.0
Google	Google Pixel 3	–	9.0
Google	Google Pixel 5a (5G)	–	12.0
Google	Google Pixel 6	–	12.0
Google	Google Pixel 6 Pro	–	12.0
Google	Nexus 6P	–	8.0
HTC	HTC U11	601HT	7.1.1
HUAWEI	HUAWEI Mate 10 Pro	BLA-L09	8.0
HUAWEI	HUAWEI Mate 20 Pro	LYA-L09	9.0
HUAWEI	HUAWEI nova lite2	704HW	8.0
HUAWEI	HUAWEI nova lite2	704HW	9.0
KYOCERA	DIGNO® G	602KC	7.1
KYOCERA	DIGNO® J	704KC	8.1
LG	LG G8X ThinQ	901LG	9.0
LG	LG K50	802LG	9.0
LG	LG V60 ThinQ 5G	A001LG	10.0
OPPO	OPPO A55s 5G	A102OP	12.0
OPPO	OPPO Reno3 5G	A001OP	10.0
SAMSUNG	Galaxy S6 edge	404SC	7.0
SHARP	Android One S3	S3-SH	8.1
SHARP	Android One S3	S3-SH	9.0
SHARP	Android One S5	S5-SH	9.0
SHARP	AQUOS ea	606SH	7.0
SHARP	AQUOS ea	606SH	7.1
SHARP	AQUOS R	605SH	9.0
SHARP	AQUOS R compact	701SH	8.0
SHARP	AQUOS R2	706SH	9.0
SHARP	AQUOS R2 compact	803SH	9.0
SHARP	AQUOS R3	808SH	10.0
SHARP	AQUOS R5G	908SH	10.0
SHARP	AQUOS R7	A202SH	12.0
SHARP	AQUOS R8 pro	A301SH	13.0
SHARP	AQUOS sense basic	702SH	8.0
SHARP	AQUOS sense3 plus	901SH	9.0
SHARP	AQUOS sense7 plus	A208SH	12.0
SHARP	AQUOS wish3	A303SH	13.0
SHARP	AQUOS Xx3	506SH	8.0
SHARP	AQUOS Xx3 mini	603SH	8.0
SHARP	AQUOS zero	801SH	9.0
SHARP	AQUOS zero5G basic	A002SH	10.0
SHARP	AQUOS zero6	A102SH	11.0
SHARP	LEITZ PHONE 2	LP-02	12.0
SHARP	シンプルスマホ4	704SH	8.0
SHARP	シンプルスマホ6	A201SH	12.0
SONY	Xperia™ 1	802SO	9.0
SONY	Xperia™ 1 IV	A201SO	12.0
SONY	Xperia™ 1 V	A301SO	13.0

SONY	Xperia™ 5	901SO	9.0
SONY	Xperia™ 5 II	A002SO	10.0
SONY	Xperia™ 5 III	A103SO	11.0
SONY	Xperia™ 5 IV	A201SO	12.0
SONY	Xperia™ 10 IV	A202SO	12.0
SONY	Xperia™ 10 V	A302SO	13.0
SONY	Xperia™ XZ	601SO	7.0
SONY	Xperia™ XZ1	701SO	8.0
SONY	Xperia™ XZ2	702SO	8.0
SONY	Xperia™ XZ3	801SO	9.0
SONY	Xperia™ XZs	602SO	7.1
Xiaomi	Redmi Note 10T	A101XM	11.0
Xiaomi	Xiaomi 12T Pro	A201XM	12.0
Xiaomi	Xiaomi 12T Pro	A201XM	12.0
ZTE	ZTE Axon 10 Pro 5G	902ZT	10.0

## Y!mobile

メーカー	機種名	型番	OSバージョン
OPPO	OPPO Reno3 A	A002OP	11.0
SHARP	AQUOS wish	A104SH	12.0

## SIMフリー

メーカー	機種名	型番	OSバージョン
ASUS	Zenfone 9	AI2202	12.0
ASUS	Zenfone 10	AI2302	13.0
Google	Google Pixel 3	–	11.0
Google	Google Pixel 4	–	11.0
Google	Google Pixel 4a	–	11.0
Google	Google Pixel 4XL	–	11.0
Google	Google Pixel 6a	–	12.0
Google	Google Pixel 7	–	13.0
Google	Google Pixel 7 Pro	–	13.0
Google	Google Pixel 7a	–	13.0
Google	Google Pixel 8	–	14.0
Google	Google Pixel 8 Pro	–	14.0
HTC	HTC Desire 22 pro	–	12.0
Motorola	edge 40	–	13.0
Motorola	moto e32s	moto e32s	12.0
Motorola	moto g13	–	13.0
Motorola	moto g31	–	11.0
Motorola	moto g32	XT2235-3	12.0
Motorola	moto g52j 5G	–	11.0
Motorola	moto g53j 5G	–	13.0
Motorola	Moto G6	–	9.0
Motorola	Moto Z3 Play	–	9.0
Motorola	razr 40 ultra	–	13.0
OPPO	OPPO A73	CPH2099	11.0
OPPO	OPPO A77	CPH2385	12.0
OPPO	OPPO Reno9 A	CPH2523	13.0
OPPO	OPPO Reno10 Pro 5G	CPH2541	13.0



SONY	Xperia™ 10 III Lite	XQ-BT44	11.0
Xiaomi	POCO F4 GT	POCO F4 GT	12.0
Xiaomi	Redmi 12 5G	–	13.0
Xiaomi	Redmi 12C	–	12.0
Xiaomi	Redmi Note 11 Pro 5G	–	11.0
ZTE	Libero 5G IV	A302ZT	13.0

※「Android」は、Google LLC の商標です。

※「iPhone」は、Apple inc.の登録商標です。