


MC-780A-N

# 対応プリンター一覧表

専用印刷台紙をご使用になる際は、印刷前に印刷位置を調整してください（詳細は取扱説明書をご確認ください）。

## MC-780A-N（現行品）

体組成計本体のプリンター接続端子が**USB A**の機種




メーカー名	プリンター型番
EPSON (現行販売品)	EP-886AW/AB/AR
	EP-816A
	EP-716A
	EW-M754TW/TB
	EW-M873T
	EP-982A3
	EP-50V
EPSON (生産終了品)	EP-885AW/AB/AR
	EP-815A
	EP-715A

\* 接続用USBケーブル（Type A to B）は体組成計に付属しております。

## MC-780A-N（旧生産品）

体組成計本体のプリンター接続端子が**USB miniB**の機種



メーカー名	プリンター型番
EPSON (現行販売品)	EW-M754TW/TB
	EW-M873T
	EP-982A3
EPSON (生産終了品)	EP-885AW/AB/AR
	EP-814A

\* 接続用USBケーブル（TypeA to miniB）は体組成計に付属しております。

\* プリンターに関する詳細は、エプソン社にお問い合わせ下さい。

\* 現行販売品は2023年11月現在の情報です。


MC-780A

# 対応プリンター一覧表

専用印刷台紙をご使用になる際は、印刷前に印刷位置を調整してください（詳細は取扱説明書をご確認ください）。

MC-780A

体組成計本体のプリンター接続端子が **USB miniB** の機種



メーカー名	プリンター型番
EPSON (現行販売品)	EW-M754TW/TB
	EW-M873T
	EP-982A3
EPSON (生産終了品)	EP-885AW/AB/AR
	EP-814A

- \* 接続用USBケーブル（TypeA to miniB）は体組成計に付属しております。
- \* プリンターに関する詳細は、エプソン社にお問い合わせ下さい。
- \* 現行販売品は2023年11月現在の情報です。