

血圧計 BP-218L/219L/228L/229L 対応スマートフォン



iPhone、Androidスマートフォンとの通信に対応しています。
対応機種は以下よりご確認ください。記載のないスマートフォンは動作保証の対象外となりますので
血圧計ご購入の前に必ずご確認ください。

■ iPhone

※OSのバージョンが13、14、15、16、17以外の端末については動作保証の対象外となります。
※iPad、iPod touchは動作保証の対象外です。

更新日：2024年9月25日

メーカー	機種名	型番	OSバージョン
Apple	iPhone6s	—	14.5.1
Apple	iPhone7 Plus	—	14.5.1
Apple	iPhone12	—	16.5
Apple	iPhone12Pro	—	17.6.1
Apple	iPhone13mini	—	17.6.1
Apple	iPhone13Pro	—	17.6.1
Apple	iPhone13ProMax	—	18.0
Apple	iPhone14Plus	—	16.1
Apple	iPhone14ProMax	—	17.5.1
Apple	iPhoneSE(第2世代)	—	15.3.1
Apple	iPhoneSE(第3世代)	—	15.7
Apple	iPhoneXR	—	13.7

■ Android

機種、キャリアにより対応状況が異なります。下記の一覧より対応状況をお確かめください。
※OSのバージョンが8.0未満の端末については動作保証対象外となります。「ヘルスプラネット」アプリ（ver.5.11.7）以降では、OSのバージョンが8.0未満の端末については対応しておりません。
※記載のない機種については動作保証の対象外となります。
※一覧に記載されている、「機種名」「型番」「OSバージョン」が一致しない場合は、動作保証対象外です。
※Androidタブレットには対応しておりません。

■ Android OSについての注意事項

Android12未満の端末では位置情報がONになっていないと通信対応機器との通信ができないため、位置情報をONにしてご利用ください。Android12以降の端末で通信対応機器と通信をする場合は、「付近のデバイスにアクセスする」ことへの許可をしてご利用ください。

更新日：2024年9月25日

メーカー	機種名	型番	OSバージョン
Google	Google Pixel 3	—	12.0
Google	Google Pixel 4a	—	13.0
Google	Google Pixel 5a	—	12.0
Google	Google Pixel 6a	—	14.0

OPPO	OPPO A54	—	12.0
OPPO	OPPO Reno5A	—	12.0
OPPO	OPPO Reno10Pro	—	14.0
SAMSUNG	Galaxy A41	—	12.0
SHARP	AQUOS sense6	—	13.0
SHARP	AQUOS wish	—	12.0
SONY	Xperia™ Ace II	—	13.0

※ 「Android」 は、Google LLC の商標です。

※ 「iPhone」 は、Apple inc.の登録商標です。