


MC-780A-N

# 対応プリンター一覧表

専用印刷台紙をご使用になる際は、印刷前に印刷位置を調整してください（詳細は取扱説明書をご確認ください）。

## MC-780A-N（現行品）

体組成計本体のプリンター接続端子が **USB A** の機種  
(器体番号がEからはじまる機種)




メーカー名	プリンター型番
EPSON (現行販売品)	EP-887(AW/AB/AP)
	EP-817A
	EP-717A
	EW-M757T
	EW-M873T
	EP-982A3
	EP-50V
EPSON (生産終了品)	EP-886/EP-885(AW/AB/AR)
	EP-816A/EP-815A
	EP-716A/EP-715A
	EW-M754(TW/TB)

\* 接続用USBケーブル (Type A to B) は体組成計に付属しております。

## MC-780A-N（旧生産品）

体組成計本体のプリンター接続端子が **USB miniB** の機種



メーカー名	プリンター型番
EPSON (現行販売品)	EW-M873T
	EP-982A3
EPSON (生産終了品)	EP-885(AW/AB/AR)
	EW-M754(TW/TB)
	EP-814A

\* 接続用USBケーブル (TypeA to miniB) は体組成計に付属しております。

\* プリンターに関する詳細は、エプソン社にお問い合わせ下さい。

\* 現行販売品は2025年2月現在の情報です。


MC-780A

# 対応プリンター一覧表

専用印刷台紙をご使用になる際は、印刷前に印刷位置を調整してください（詳細は取扱説明書をご確認ください）。

## MC-780A（旧生産品）

体組成計本体のプリンター接続端子が **USB miniB** の機種



メーカー名	プリンター型番
EPSON (現行販売品)	EW-M873T
	EP-982A3
EPSON (生産終了品)	EP-885(AW/AB/AR)
	EW-M754(TW/TB)
	EP-814A

- \* 接続用USBケーブル（TypeA to miniB）は体組成計に付属しております。
- \* プリンターに関する詳細は、エプソン社にお問い合わせ下さい。
- \* 現行販売品は2025年2月現在の情報です。