

体組成計 BC-505 対応スマートフォン

Androidスマートフォンとの通信に対応しています。
ご購入の前に必ず対応機種を以下よりご確認ください。
記載のないスマートフォンは動作保証の対象外ではありますが、
動作の可否については未確認のため、動作する場合があります。



■ Android

機種、キャリアにより対応状況が異なります。

※OSのバージョンが11.0未満の端末については動作保証対象外となります。「ヘルスプラネット」アプリ（ver.5.13）以降では、OSのバージョンが11.0未満の端末については対応しておりません。

※一覧に記載されている、「機種名」「型番」「OSバージョン」が一致しない場合は、動作保証対象外です。

※Androidタブレットには対応しておりません。

■ Android OSについての注意事項

Android12未満の端末では位置情報がONになっていないと通信対応機器との通信ができないため、位置情報をONにしてご利用ください。Android12以降の端末で通信対応機器と通信をする場合は、「付近のデバイスにアクセスする」ことへの許可をしてご利用ください。

■ トラブルシューティング

Q：測定データを受け取ることが出来なくなった。

A：スマートフォン端末の設定よりBluetoothの再起動、若しくは端末を再起動後測定データの再送信をご確認ください。

更新日：2025年6月26日

docomo

メーカー	機種名	型番	OSバージョン
SHARP	AQUOS sense5G	SH-53A	11.0

au

メーカー	機種名	型番	OSバージョン
Google	Google Pixel 5	—	11.0

SoftBank

メーカー	機種名	型番	OSバージョン
------	-----	----	---------

SIMフリー

メーカー	機種名	型番	OSバージョン
Google	Google Pixel 4	—	11.0
Google	Google Pixel 4a	—	11.0
Google	Google Pixel 4a(5G)	—	11.0
Google	Google Pixel 4XL	—	11.0

※「Android」は、Google LLC の商標です。