

Premium

S E L E C T I O N C A T A L O G

“Change the world to be more healthy!”

We aspire to be not only as “Monitoring your Health”
but also as “Creating your Health” TANITA is to
contribute and support people to be healthy 24/7.

長年にわたる体重科学研究の ノウハウがつまった「タニタ生活」

健康的な食事・運動・環境・休養のベストバランスによって
“一生モノの健康”を身に付けることができます



健康をはかる

からだの状態を確認

食事や運動の結果は、体重や体脂肪率・血圧などのからだの状態に現れてきます。毎日決まった時刻にチェックしてからだの変化を確認しましょう。



RD-801

BP-511

医療分野の技術を 家庭用に展開

タニタは体組成研究のパイオニアであり、医学・生理学分野での学会発表件数もトップクラスです。豊富な研究実績に基づいて技術革新を進め、医療分野用の商品も数多く製造・販売。その技術を家庭用商品に展開しています。



健康に動く

動きを確認

摂取したカロリーはその日のうちに消費しましょう。
歩数計を毎日身に付けて歩きましょう。



FB-739

PD-646

タニタ生活



健康に食べる

食べるをはかる

タニタ食堂では主菜・副菜・汁物・ごはんを組み合わせ、500kcal前後、塩分約3gで栄養バランスの良い定食スタイルをとっています。食材や調味料、ごはんの量をはかることで、効果的なカロリーコントロールができます。




SO-312

KJ-P31

TD-418

タニタ食堂

健康で美味しく
続けられるお食事
をご提供しています。



健康に過ごす

環境をはかる

近年、暑い時期になると、熱中症を発症する方が増加しています。また、寒くて乾燥する時期には、季節性インフルエンザが流行するので注意が必要です。健康管理や日常的なカビ対策に適正な温度と湿度を保ちましょう。



TT-P03

TT-592

世界初*1! 全身+左右両腕両脚の筋質点数を表示

- デュアル周波数測定でより高精度にからだをチェック。
- 体重50g単位の高精度測定。
- Bluetooth®技術搭載体組成計で、スマートフォンに測定データを送信、アプリで管理。
- 5つの部位(左腕・右腕・左脚・右脚・体幹部)の脂肪率と筋肉量を表示。



RD-801-BK(ブラック)
4904785 040649




■ 左右部位別体組成計 インナースキャンデュアル
RD-801 ¥55,000(税抜価格¥50,000)

計量範囲	最小表示	Vピタ機能	スマート フォン対応
0~200kg	50g	機能	

体 重	体脂肪率 0.1%単位/判定付	内臓脂肪レベル 0.5レベル単位/判定付	筋肉量 50g単位/判定付	基礎代謝量 1kcal/日単位・判定付
体内年齢 1才単位	推定骨量 100g単位/判定付	体水分率 0.1%単位	BMI 0.1単位/判定付	MBA判定
部位脂肪率 0.1%単位/判定付	部位筋質点数 1点単位/判定付	部位筋肉量 50g単位/判定付	筋質点数 1点単位/判定付	脈拍測定 1/min単位

●計量範囲: 0~200kg ●最小表示: 50g(0~100kg)、100g(100~200kg) ●過去データ: アプリで管理 ●登録人数: 4人、ゲストモード付 ●商品寸法(質量): 約 幅320×高さ57×奥行348mm(約2.8kg / 乾電池含む) ●個装箱寸法(質量): 約 幅353×高さ75×奥行364mm(約3.5kg) ●外装箱寸法(質量): 約 幅318×高さ368×奥行381mm(約14.3kg) ●1梱包入数: 4入 ●主な材質: ABS、PC、PE、ステンレス ●電源: 6V DC 単3形アルカリ乾電池4本 ●消費電流: 最大250mA ●電池寿命: 約6ヵ月(1日4回はかった場合) ●主な付属品: 単3形アルカリ乾電池4本、レシピカード ●製造国: 日本

名入れスペース・サイズ



表

幅80×高さ210mmまで

のし包装可能

▲ 体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。
※ 体重以外の測定項目は、からだの電気抵抗値等から算出した推定値です。BMIは計算値です。100才以上の方は参考値としてご覧ください。
※1 当社調べ、2016年9月現在。 ※「筋質点数」は株式会社タニタの登録商標です。

「Health Planet」
アプリ画面イメージ

「TANITA Record」
アプリ画面イメージ



測定データ一覧

右腕筋質点数と
左腕筋質点数の
グラフ

ホーム画面

部位別筋肉量評価



健康管理アプリ
HealthPlanet
ヘルスプラネット



タニタの健康データ記録・管理アプリ
TANITA Record

iPhone Android

iPhone Android

Apple, Appleロゴ, iPhoneは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
Android, Google Play, Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。
Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。株式会社タニタは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
*「Health Planet」は株式会社タニタヘルスリンクの登録商標です。



RD-907-WH (ホワイト)
4904785 817074

対応スマートフォンや
対応アプリはホームページで
ご覧いただけます



RD-503-SV (シルバー)
4904785 817098

世界初※1「筋質点数」を表示

- デュアル周波数測定により高精度にからだをチェック。
- 体重50g単位の高精度測定。
- Bluetooth®技術搭載体組成計で、スマートフォンに測定データを送信、アプリで管理。
- 全身の筋質点数を表示。




デュアルタイプ体組成計 インナースキャンデュアル	計量範囲	最小表示	乗るピタ	スマート
RD-907 ¥33,000 (税抜価格¥30,000)	0~180kg	50g	乗るピタ	フォン対応

体 重	体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量	基礎代謝量
体内年齢	推定骨量	体水分率	BMI	アクティブ度
部位脂肪率	部位筋質点数	部位筋肉量	筋質点数	脈拍数

●計量範囲：0~180kg ●最小表示：50g (0~100kg)、100g (100~180kg) ●過去データ：アプリで管理 ●登録人数：4人、ゲストモード付 ●商品寸法(質量)：約 幅328×高さ32×奥行298mm(約2.1kg / 乾電池含む) ●個装箱寸法(質量)：約 幅379×高さ49×奥行359mm(約2.7kg) ●外装箱寸法(質量)：約 幅391×高さ377×奥行265mm(約14.0kg) ●1梱包入数：5入 ●主な材質：ABS、PE、強化ガラス ●電源：6V DC 単3形アルカリ乾電池4本 ●消費電流：最大250mA ●電池寿命：約6ヵ月(1日4回はかった場合) ●主な付属品：単3形アルカリ乾電池4本、クイックスタートガイド、レシビカード ●製造国：日本

名入れスペース・サイズ



幅90×高さ20mmまで
シルク印刷のみ のし包装可能

世界初※1「筋質点数」を表示

- デュアル周波数測定により高精度にからだをチェック。
- Bluetooth®技術搭載体組成計で、スマートフォンに測定データを送信、アプリで管理。
- 全身の筋質点数を表示。




デュアルタイプ体組成計 インナースキャンデュアル	計量範囲	最小表示	乗るピタ	スマート
RD-906 ¥27,500 (税抜価格¥25,000)	0~180kg	100g	乗るピタ	フォン対応

体 重	体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量	基礎代謝量
体内年齢	推定骨量	体水分率	BMI	アクティブ度
部位脂肪率	部位筋質点数	部位筋肉量	筋質点数	脈拍数

*基礎代謝量、体内年齢、体水分率は対応アプリで表示。

●計量範囲：0~180kg ●最小表示：100g (0~100kg)、200g (100~180kg) ●過去データ：アプリで管理 ●登録人数：4人、ゲストモード付 ●商品寸法(質量)：約 幅328×高さ31×奥行298mm(約2.1kg / 乾電池含む) ●個装箱寸法(質量)：約 幅379×高さ49×奥行359mm(約2.7kg) ●外装箱寸法(質量)：約 幅391×高さ377×奥行265mm(約13.9kg) ●1梱包入数：5入 ●主な材質：ABS、PE、強化ガラス ●電源：6V DC 単3形アルカリ乾電池4本 ●消費電流：最大250mA ●電池寿命：約6ヵ月(1日4回はかった場合) ●主な付属品：単3形アルカリ乾電池4本、クイックスタートガイド、レシビカード ●製造国：日本

名入れスペース・サイズ



幅90×高さ20mmまで
シルク印刷のみ のし包装可能

世界初※1「筋質点数」を表示

- デュアル周波数測定により高精度にからだをチェック。
- 体重50g単位の高精度測定。
- 全身の筋質点数を表示。
- からだの変化がひと目でわかるグラフ機能。




デュアルタイプ体組成計 インナースキャンデュアル	計量範囲	最小表示	乗るピタ
RD-503 ¥22,000 (税抜価格¥20,000)	0~150kg	50g	乗るピタ

体 重	体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量	基礎代謝量
体内年齢	推定骨量	体水分率	BMI	アクティブ度
部位脂肪率	部位筋質点数	部位筋肉量	筋質点数	脈拍数

●計量範囲：0~150kg ●最小表示：50g (0~100kg)、100g (100~150kg) ●過去データ：当日を含め31日分 ●登録人数：4人、ゲストモード付 ●商品寸法(質量)：約 幅310×高さ33×奥行274mm(約1.3kg / 乾電池含む) ●個装箱寸法(質量)：約 幅317×高さ41×奥行336mm(約1.7kg) ●外装箱寸法(質量)：約 幅266×高さ334×奥行342mm(約10.4kg) ●1梱包入数：6入 ●主な材質：ABS、PE ●電源：6V DC 単3形アルカリ乾電池4本 ●消費電流：最大50mA ●電池寿命：約6ヵ月(1日4回はかった場合) ●主な付属品：単3形アルカリ乾電池4本、レシビカード ●製造国：日本



名入れスペース・サイズ




幅90×高さ70mmまで
シルク印刷のみ のし包装可能

筋質点数

タニタでは、運動習慣などにより「筋肉の質」が変化することを解明、点数化することに成功。「筋質点数」は、筋肉量よりも敏感に変化する傾向があるため、コンディションの把握や、運動を続けるためのモチベーション維持に役立ちます。



からだの変化がひと目でわかるグラフ機能(約1ヵ月分)



⚠ 体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。 ※乗るピタについては、10ページをご覧ください。
*体重以外の測定項目は、からだの電気抵抗値等から算出した推定値です。BMIは計算値です。100才以上の方は参考値としてご覧ください。
※1 当社調べ、2016年9月現在。 *「筋質点数」は株式会社タニタの登録商標です。 *強化ガラスを使用しておりますが、物を落としたり、飛び乗ったり、強い衝撃を与えないでください。ガラスが破損し、けがをするおそれがあります。

⚠ 体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。 ※乗るピタについては、10ページをご覧ください。
*体重以外の測定項目は、からだの電気抵抗値等から算出した推定値です。BMIは計算値です。100才以上の方は参考値としてご覧ください。
※1 当社調べ、2016年9月現在。 *「筋質点数」は株式会社タニタの登録商標です。



BC-334L-GY(グレー)
4904785 047716



BC-766-BK(メタリックブラック)
4904785 040342

おさぼり番号表示で
家族の健康管理をサポート

- 自分の測定時に、一定期間測定していない家族の個人番号を表示する「おさぼり番号表示」。
- 体重50g単位の高精度測定。
- Bluetooth®技術搭載体組成計で、スマートフォンに測定データを送信、アプリで管理。




BC-334L-GY(グレー)
4904785 047716

	■ 体組成計		計量範囲	最小表示	乗るピタ+	スマート フォン対応	マイ サボ
	BC-334L ¥22,000(税抜価格¥20,000)		0~150kg	50g			

体 重	体脂肪率 0.1%単位/判定付	内臓脂肪レベル 0.5レベル単位/判定付	筋肉量 50g単位/判定付	基礎代謝量 1kcal/日単位・判定付
体内年齢 1才単位	推定骨量 100g単位/判定付	体水分率	BMI 0.1単位	アクティブ度

●計量範囲：0～150kg ●最小表示：50g(0～100kg)、100g(100～150kg) ●過去データ：アプリで管理 ●登録人数：5人、ゲストモード付 ●商品寸法(質量)：約 幅310×高さ36×奥行274mm(約1.5kg / 乾電池含む) ●個装箱寸法(質量)：約 幅323×高さ44×奥行326mm(約1.8kg) ●外装箱寸法(質量)：約 幅240×高さ338×奥行330mm(約9.1kg) ●1梱包入数：5入 ●主な材質：ABS、AS、PE、シリコンゴム、ステンレス ●電源：6V DC 単3形アルカリ乾電池4本 ●消費電流：最大60mA ●電池寿命：約6ヵ月(1日5回はかった場合) ●主な付属品：単3形アルカリ乾電池4本 ●製造国：日本


名入れスペース・サイズ



①幅80×高さ25mmまで
②幅80×高さ90mmまで

のし包装可能

おさぼり番号表示



あなたが測定している時に一定期間測定していない家族の個人番号を表示します。
*表示するのは個人番号のみで他の人の測定結果は表示されません


対応アプリ



Apple、Appleロゴ、iPhoneは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
Android、Google Play、Google Play ロゴ は、Google LLCの商標です。
Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。
株式会社タニタは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
*「Health Planet」は株式会社タニタヘルスリンクの登録商標です。

測定結果をスマートフォンで管理

- Bluetooth®技術搭載体組成計で、iPhone・Androidスマートフォンに測定データを送信、アプリで管理。
- 強化ガラス※1を使用した体組成計。




BC-766-BK(メタリックブラック) 4904785 040342
BC-766-WH(パールホワイト) 4904785 040335

■ 体組成計	計量範囲	最小表示	乗るピタ+	スマート フォン対応	マイ サボ
BC-766 ¥16,500(税抜価格¥15,000)	0~150kg	100g			

体 重	体脂肪率 0.1%単位/判定付	内臓脂肪レベル 0.5レベル単位/判定付	筋肉量 100g単位/判定付	基礎代謝量 1kcal/日単位・判定付
体内年齢 1才単位	推定骨量 100g単位/判定付	体水分率 0.1%単位	BMI 0.1単位	アクティブ度

●計量範囲：0～150kg ●最小表示：100g(0～100kg)、200g(100～150kg) ●過去データ：アプリで管理 ●登録人数：5人、ゲストモード付 ●商品寸法(質量)：約 幅316×高さ27×奥行217mm(約1.5kg / 乾電池含む) ●個装箱寸法(質量)：約 幅356×高さ43×奥行261mm(約1.8kg) ●外装箱寸法(質量)：約 幅368×高さ278×奥行233mm(約9.5kg) ●1梱包入数：5入 ●主な材質：ABS、PE、強化ガラス、ステンレス ●電源：6V DC 単4形アルカリ乾電池4本 ●消費電流：最大50mA ●電池寿命：約6ヵ月(1日5回はかった場合) ●主な付属品：単4形アルカリ乾電池4本、レシピカード

名入れスペース・サイズ



①幅80×高さ15mmまで
②幅80×高さ25mmまで

③幅110×高さ 40mmまで
④幅 30×高さ100mmまで
⑤幅100×高さ 15mmまで

のし包装可能

「Health Planet」
アプリ画面イメージ




グラフ表示



測定データ一覧

「TANITA Record」
アプリ画面イメージ



ホーム画面

体重グラフ



Apple、Appleロゴ、iPhoneは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
Android、Google Play、Google Play ロゴ は、Google LLCの商標です。
Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。
株式会社タニタは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
*「Health Planet」は株式会社タニタヘルスリンクの登録商標です。

⚠ 体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。
*体重以外の測定項目は、からだの電気抵抗値等から算出した推定値です。BMIは計算値です。100才以上の方は参考値としてご覧ください。
※1 マイサボについては、10ページをご覧ください。 ※2 乗るピタについては、10ページをご覧ください。

⚠ 体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。
*体重以外の測定項目は、からだの電気抵抗値等から算出した推定値です。BMIは計算値です。100才以上の方は参考値としてご覧ください。
※1 マイサボについては、10ページをご覧ください。 ※2 乗るピタについては、10ページをご覧ください。
※1 強化ガラスを使用しておりますが、物を落としたり、飛び乗ったり、強い衝撃を与えないでください。ガラスが破損し、けがをするおそれがあります。



BC-250-PR (パールホワイト)
4904785 814073



BC-714-WH (ホワイト)
4904785 812284

加齢によって低下しやすい脚の筋肉量が客観的にわかる「アクティブ度」を搭載

- 操作手順を音声と文字で案内。
- 立ったままでも見やすい文字高40mmの大型表示。
- 前回値との増減を矢印でお知らせ。



BC-250-PR (パールホワイト)
4904785 814073

■ 体組成計 インナーキャン

BC-250 ¥16,500 (税抜価格¥15,000)

計量範囲

0~150kg

最小表示

100g

乗るピタ

音声ガイダンス

体 重	体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量	基礎代謝量
体内年齢 1才単位	0.1%単位/判定付	0.5レベル単位/判定付	100g単位/判定付	1kcal/日単位・判定付
推定骨量 100g単位	体水分率 0.1%単位	BMI 0.1単位	アクティブ度	

●計量範囲:0~150kg ●最小表示:100g(0~100kg)、200g(100~150kg) ●過去データ:前回値 ●登録人数:5人、ゲストモード付 ●商品寸法(質量):約幅305×高さ43×奥行296mm(約1.3kg/乾電池含む) ●個装箱寸法(質量):約 幅349×高さ56×奥行374mm(約1.9kg) ●外装箱寸法(質量):約 幅355×高さ390×奥行299mm(約10.1kg) ●1梱包入数:5入 ●主な材質:ABS、AS、PE、PP、ステンレス ●電源:6V DC 単3形アルカリ乾電池4本 ●消費電流:最大400mA ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●主な付属品:単3形アルカリ乾電池4本、クイックマニュアル ●製造国:日本

名入れスペース・サイズ

表

裏

①幅35×高さ15mmまで
②幅30×高さ10mmまで

③幅80×高さ60mmまで

のし包装可能

体重50g単位の高精度測定

- 強化ガラス*1を使用した体組成計。
- 前回値との増減を矢印でお知らせ。
- 体重急激増減お知らせブザー機能付き。



BC-320-WH (パールホワイト)
4904785 814707

■ 体組成計 インナーキャン50

BC-320 ¥11,000 (税抜価格¥10,000)

計量範囲

0~150kg

最小表示

50g

乗るピタ

体 重	体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量	基礎代謝量
体内年齢 1才単位	0.1%単位/判定付	0.5レベル単位/判定付	50g単位/判定付	1kcal/日単位・判定付
推定骨量 100g単位	体水分率 0.1%単位	BMI 0.1単位	アクティブ度	

●計量範囲:0~150kg ●最小表示:50g(0~100kg)、100g(100~150kg) ●過去データ:前回値 ●登録人数:5人、ゲストモード付 ●商品寸法(質量):約幅316×高さ27×奥行217mm(約1.5kg/乾電池含む) ●個装箱寸法(質量):約 幅356×高さ43×奥行261mm(約1.9kg) ●外装箱寸法(質量):約 幅368×高さ278×奥行233mm(約9.7kg) ●1梱包入数:5入 ●主な材質:ABS、PE、強化ガラス、ステンレス ●電源:6V DC 単4形乾電池4本 ●消費電流:最大30mA ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●主な付属品:単4形乾電池4本

名入れスペース・サイズ

表

裏

①幅105×高さ35mmまで

②幅110×高さ 40mmまで
③幅 30×高さ100mmまで
④幅100×高さ 15mmまで

のし包装可能

充実した機能で健康管理をサポート

- モダンスタイリッシュなデザイン。
- 測定結果を順番に表示。



BC-714-WH (ホワイト)
4904785 812284

■ 体組成計

BC-714 ¥11,000 (税抜価格¥10,000)

計量範囲

0~150kg

最小表示

100g

乗るピタ

体 重	体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量	基礎代謝量
体内年齢 1才単位	0.1%単位/判定付	0.5レベル単位/判定付	100g単位/判定付	1kcal/日単位・判定付
推定骨量 100g単位	体水分率 0.1%単位	BMI 0.1単位	アクティブ度	

●計量範囲:0~150kg ●最小表示:100g(0~100kg)、200g(100~150kg) ●過去データ:前回値 ●登録人数:5人、ゲストモード付 ●商品寸法(質量):約 幅295×高さ37×奥行295mm(約1.2kg/乾電池含む) ●個装箱寸法(質量):約 幅324×高さ44×奥行313mm(約1.5kg) ●外装箱寸法(質量):約 幅339×高さ328×奥行191mm(約6.2kg) ●1梱包入数:4入 ●主な材質:ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス ●電源:6V DC 単3形乾電池4本 ●消費電流:最大60mA ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●主な付属品:単3形乾電池4本

名入れスペース・サイズ

表

①幅40×高さ25mmまで
②幅58×高さ55mmまで

のし包装可能

乗しやすいサイズの体組成計

- 前回値との増減を矢印でお知らせ。
- 体重急激増減お知らせブザー機能付き。



BC-723-PR (パールホワイト)
4904785 816749

■ 体組成計

BC-723 ¥11,000 (税抜価格¥10,000)

計量範囲

0~150kg

最小表示

100g

乗るピタ

マイサボ

体 重	体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量	基礎代謝量
体内年齢 1才単位	0.1%単位/判定付	0.5レベル単位/判定付	100g単位/判定付	1kcal/日単位・判定付
推定骨量 100g単位	体水分率 0.1%単位	BMI 0.1単位	アクティブ度	

●計量範囲:0~150kg ●最小表示:100g(0~100kg)、200g(100~150kg) ●過去メモリー:前回値 ●登録人数:5人、ゲストモード付 ●商品寸法(質量):約 幅305×高さ40×奥行284mm(約1.2kg/乾電池含む) ●個装箱寸法(質量):約 幅341×高さ47×奥行342mm(約1.6kg) ●外装箱寸法(質量):約 幅354×高さ360×奥行303mm(約10.1kg) ●1梱包入数:6入 ●主な材質:ABS、AS、PE ●電源:6V DC 単3形乾電池4本 ●消費電流:最大60mA ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●主な付属品:単3形乾電池4本

名入れスペース・サイズ

表

幅100×高さ60mmまで

のし包装可能

⚠ 体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。
*体重以外の測定項目は、からだの電気抵抗値等から算出した推定値です。BMIは計算値です。100才以上の方は参考値としてご覧ください。

※1 強化ガラスを使用しておりますが、物を落としたり、飛び乗ったり、強い衝撃を与えないでください。ガラスが破損し、けがをするおそれがあります。

※2 アクティブ度については、10ページをご覧ください。

※3 音声で操作手順をお知らせする機能です。

※4 乗るピタについては、10ページをご覧ください。

⚠ 体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。
*体重以外の測定項目は、からだの電気抵抗値等から算出した推定値です。BMIは計算値です。100才以上の方は参考値としてご覧ください。

※1 マイサボについては、10ページをご覧ください。

※2 乗るピタについては、10ページをご覧ください。



BT-543-BL (ブルー)
4904785 170155

手軽にはかれて、結果が見やすい

- 約1秒、おでこで測定する非接触体温計。からだに触れずに測定できる。
- ミルクなどの温度（表面温度）も測定できる。
- バックライト付き。



ミルクの温度測定イメージ



BT-543-IV (アイボリー)
4904785 170148



BT-543-BL (ブルー)
4904785 170155

■ タニタ非接触体温計
BT-543 オープン価格

●感温部：赤外線センサー ●測定範囲：体温測定モード 34.0～43.0℃/温度測定モード 0.1～99.9℃ ●商品寸法（質量）：約 幅49×高さ129×奥行39mm（約90g / 乾電池含む） ●個装箱寸法（質量）：約 幅66×高さ147×奥行57mm（約145g） ●外装箱寸法（質量）：約 幅225×高さ167×奥行260mm（約2.0kg） ●1梱包入数：12入 ●主な材質：ABS、PMMA ●電源：3V DC 単4形アルカリ乾電池2本 ●電池寿命：約5000回（手動電源オフ時） ●主な付属品：単4形アルカリ乾電池2本 ●一般的名称：皮膚赤外線体温計 ●販売名：タニタ非接触体温計 BT-54X ●使用目的：体表面上の皮膚の温度を測定し表示すること。 ●製造販売元：（株）タニタ秋田 ●医療機器認証番号：301AFBZX00069000 ●医療機器分類：管理医療機器（クラスⅡ） ●使用環境：周囲温度範囲10～40℃

*体温測定モードでは、人の顔表面から放射される赤外線量を測定し、舌下温度に換算してデジタル表示します。測定対象から赤外線を遮るようなものは誤差の原因になります。
*腋下などほかの部位やほかの方法で測定した体温とは測定結果の異なる場合があります。同じ条件（部位・装置・環境）で測定した結果と比較してください。

名入れスペース・サイズ



表 幅30×高さ20mmまで



裏 幅20×高さ20mmまで

のし包装可能

大型表示とバックライトで
暗い部屋でも見やすい

2026年
3月発売

- 先端が柔らかく、聴こえやすい音で使いやすい。
- 約15秒で測定できる予測式。




BT-475-BE (ベージュ)
4904785 198470

フレキシブル測定部

■ タニタ電子体温計
BT-475 オープン価格

●商品寸法（質量）：約 幅136×高さ29×奥行15mm（約23g / 電池含む） ●個装箱寸法（質量）：約 幅60×高さ183×奥行26mm（約70g） ●外装箱寸法（質量）：約 幅338×高さ72×奥行166mm（約1.0kg） ●1梱包入数：12入 ●主な材質：ABS、PMMA、TPE、ステンレス ●電源：3V DC CR 2032コイン形リチウム電池1個 ●電池寿命：約7700回（予測検温）、約1600回（実測検温）ともに手動オフの場合 ●主な付属品：CR2032コイン形リチウム電池1個、収納ケース ●一般的名称：電子体温計 ●販売名：タニタ電子体温計 BT-47X ●使用目的：測温部を部位に接触させて、腋下の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示すること。 ●製造販売元：（株）タニタ秋田 ●医療機器認証番号：229AFBZX00027000 ●医療機器分類：管理医療機器（クラスⅡ） ●使用環境：周囲温度範囲10～40℃

名入れスペース・サイズ



本体表 ① 幅20×高さ3mmまで



ケース表 ② 幅30×高さ10mmまで

測定結果をアプリで管理

- 加圧しながら測定するためカフの締め付け圧がやさしい。
- バックライト付き。



BP-229L-DB (ダークブルー)
4904785 194229

■ タニタ上腕式血圧計
BP-229L オープン価格

上 腕 式	脈間隔変動 チェック	2人×100回 メモリー	血圧レベル 6段階	クリップ アームカフ
低室温 お知らせ機能	見やすい 大型表示	直近 2 回の 平均値表示	測定範囲 圧力 0～300mmHg	測定範囲 脈拍 40～199拍/分

●測定可能上腕周囲：22～33cm ●商品寸法（質量）：約 幅112×高さ52×奥行116mm（約225g / 乾電池、カフ含まず） ●個装箱寸法（質量）：約 幅174×高さ112×奥行140mm（約544g） ●外装箱寸法（質量）：約 幅359×高さ235×奥行288mm（約4.7kg） ●1梱包入数：8入 ●主な材質：ABS ●電源：6V DC 単4形アルカリ乾電池4本 ●電池寿命：約300回 ●主な付属品：カフ、単4形アルカリ乾電池4本 ●一般的名称：自動電子血圧計 ●販売名：タニタ上腕式血圧計 BP-225シリーズ ●使用目的：健康管理のために収縮期血圧及び拡張期血圧を非観血的に測定すること。 ●製造販売元：（株）タニタ秋田 ●医療機器認証番号：305AFBZX00009000 ●医療機器分類：管理医療機器（クラスⅡ）



対応スマートフォンや
アプリはホームページで
ご覧いただけます

のし包装可能

2つの業界初※1！ 低室温お知らせ機能付き
クリップアームカフ採用でかんたん測定

- 測定をしたい時刻に合わせてアラーム設定が可能（最大3件）。



2ステップの簡単装着



BP-523-WH (ホワイト)
4904785 652309

■ タニタ上腕式血圧計
BP-523 オープン価格

上 腕 式	脈間隔変動 チェック	2人×90回メモリー (最高・最低血圧・脈拍数・心拍数)	血圧レベル 3段階	クリップ アームカフ
低室温※2 お知らせ機能	見やすい 大型表示	直近 2 回の 平均値表示	測定範囲 圧力 0～300mmHg	測定範囲 脈拍 40～199拍/分

●測定可能上腕周囲：22～33cm ●商品寸法（質量）：約 幅93×高さ57×奥行144mm（約228g / 乾電池含まず） ●個装箱寸法（質量）：約 幅180×高さ150×奥行140mm（約760g） ●外装箱寸法（質量）：約 幅434×高さ321×奥行370mm（約9.6kg） ●1梱包入数：12入 ●主な材質：ABS、ポリエステル ●電源：6V DC 単3形アルカリ乾電池4本 ●電池寿命：約350回 ●主な付属品：カフ、スタンド、単3形アルカリ乾電池4本 ●一般的名称：自動電子血圧計 ●販売名：タニタ上腕式血圧計 ●使用目的：血圧を管理するために最高および最低血圧を非観血的に一般家庭で測定すること。 ●製造販売元：（株）タニタ秋田 ●医療機器認証番号：227AABZX00085000 ●医療機器分類：管理医療機器（クラスⅡ）

※1 当社調べ、2016年3月現在。

名入れスペース・サイズ



表 ① 幅55×高さ25mmまで
② 幅55×高さ15mmまで

のし包装可能

*血圧計の販売には管理医療機器販売業の「届出」が必要になります。詳しくは都道府県の医療機器担当窓口にお問い合わせください。
※2 低室温お知らせ機能については13ページをご覧ください。

カフの締め付け圧がやさしい

- 加圧しながら測定するためカフの締め付け圧がやさしい。
- バックライト付き。



BP-227-DB (ダークブルー)
4904785 194212

■ タニタ上腕式血圧計
BP-227 オープン価格

上 腕 式	脈間隔変動 チェック	2人×100回 メモリー	血圧レベル 6段階	クリップ アームカフ
低室温 お知らせ機能	見やすい 大型表示	直近 2 回の 平均値表示	測定範囲 圧力 0～300mmHg	測定範囲 脈拍 40～199拍/分

●測定可能上腕周囲：22～33cm ●商品寸法（質量）：約 幅112×高さ52×奥行116mm（約225g / 乾電池、カフ含まず） ●個装箱寸法（質量）：約 幅174×高さ112×奥行140mm（約544g） ●外装箱寸法（質量）：約 幅359×高さ235×奥行288mm（約4.7kg） ●1梱包入数：8入 ●主な材質：ABS ●電源：6V DC 単4形アルカリ乾電池4本 ●電池寿命：約300回 ●主な付属品：カフ、単4形アルカリ乾電池4本 ●一般的名称：自動電子血圧計 ●販売名：タニタ上腕式血圧計 BP-225シリーズ ●使用目的：健康管理のために収縮期血圧及び拡張期血圧を非観血的に測定すること。 ●製造販売元：（株）タニタ秋田 ●医療機器認証番号：305AFBZX00009000 ●医療機器分類：管理医療機器（クラスⅡ）

のし包装可能

手軽にはじめる上腕式血圧計

- 測定結果を3段階の血圧レベルで表示。
- 脈間隔の変動チェック機能付き。



BP-522-WH (ホワイト)
4904785 652200

■ タニタ上腕式血圧計
BP-522 オープン価格

上 腕 式	脈間隔変動 チェック	1人×60回メモリー (最高・最低血圧・脈拍数)	血圧レベル 3段階	クリップ アームカフ
低室温 お知らせ機能	見やすい 大型表示	直近 2 回の 平均値表示	測定範囲 圧力 0～300mmHg	測定範囲 脈拍 40～199拍/分

●測定可能上腕周囲：22～33cm ●商品寸法（質量）：約 幅128×高さ70×奥行150mm（約255g / 乾電池含まず） ●個装箱寸法（質量）：約 幅140×高さ112×奥行174mm（約620g） ●外装箱寸法（質量）：約 幅434×高さ236×奥行358mm（約7.9kg） ●1梱包入数：12入 ●主な材質：ABS、PC、ナイロン ●電源：6V DC 単3形アルカリ乾電池4本 ●電池寿命：約350回 ●主な付属品：カフ、単3形アルカリ乾電池4本 ●一般的名称：自動電子血圧計 ●販売名：タニタ上腕式血圧計 ●使用目的：血圧を管理するために最高および最低血圧を非観血的に一般家庭で測定すること。 ●製造販売元：（株）タニタ秋田 ●医療機器認証番号：227AABZX00085000 ●医療機器分類：管理医療機器（クラスⅡ）

名入れスペース・サイズ



表 ① 幅55×高さ20mmまで
② 幅55×高さ20mmまで

のし包装可能

測定結果をアプリで管理

- 加圧しながら測定するためカフの締め付け圧がやさしい。
- 正しい位置(高さ)をサポートする姿勢サポート付き(▲・▼・OKでお知らせ)。
- バックライト付き。



対応スマートフォンやアプリはホームページでご覧いただけます




BP-2118L-DB (ダークブルー)
4904785 176546

■ タニタ手首式血圧計 BP-2118L オープン価格

手 首 式	脈間隔変動 チェック	2人×100回 メモリー	血圧レベル 6段階	クリップ アームカフ
低室温 お知らせ機能	見やすい 大型表示	直近 2 回の 平均値表示	測定範囲 圧力 0～300mmHg	測定範囲 脈拍 40～199拍/分

●測定可能手首周囲: 12.5～21cm ●商品寸法(質量): 約 幅85×高さ60×奥行25mm*カフ含まず(約108g / 乾電池含まず) ●個装箱寸法(質量): 約 幅108×高さ98×奥行91mm(約252g) ●外装箱寸法(質量): 約 幅225×高さ206×奥行285mm(約3.2kg) ●1梱包入数: 12入 ●主な材質: ABS ●電源: 3V DC 単4形アルカリ乾電池2本 ●電池寿命: 約200回 ●主な付属品: 単4形アルカリ乾電池2本、収納ケース ●一般的名称: 自動電子血圧計 ●販売名: タニタ手首式血圧計 BP-2118L シリーズ ●使用目的: 健康管理のために収縮期血圧及び拡張期血圧を非観血的に測定すること。 ●製造販売元: (株)タニタ秋田 ●医療機器認証番号: 305AFBZX00008000 ●医療機器分類: 管理医療機器(クラスⅡ)

名入れスペース・サイズ



幅50×高さ15mmまで

のし包装可能

手軽にはじめられる手首式血圧計

- 測定時に手首を固定できるケース付き。



BP-511-WH (ホワイト)
4904785 651104




ケースで固定した測定イメージ

■ タニタ手首式血圧計 BP-511 ¥5,500(税抜価格¥5,000)


手 首 式	脈間隔変動 チェック	1人×60回メモリー (最高・最低血圧値・脈拍数)	血圧レベル 3段階	クリップ アームカフ
低室温 お知らせ機能	見やすい 大型表示	直近 2 回の 平均値表示	測定範囲 圧力 0～300mmHg	測定範囲 脈拍 40～199拍/分

●測定可能手首周囲: 12.5～21cm ●商品寸法(質量): 約 幅64×高さ87×奥行33mm(約122g / 乾電池含まず) ●個装箱寸法(質量): 約 幅105×高さ105×奥行85mm(約260g) ●外装箱寸法(質量): 約 幅269×高さ222×奥行222mm(約3.3kg) ●1梱包入数: 12入 ●主な材質: ABS、PC、ポリエステル ●電源: 3V DC 単4形アルカリ乾電池2本 ●電池寿命: 測定回数250回 ●主な付属品: 単4形アルカリ乾電池2本、収納ケース ●一般的名称: 自動電子血圧計 ●販売名: タニタ手首式血圧計 ●使用目的: 血圧を管理するために最高および最低血圧を非観血的に一般家庭で測定すること。 ●製造販売元: (株)タニタ秋田 ●医療機器認証番号: 227AABZX00086000 ●医療機器分類: 管理医療機器(クラスⅡ)

名入れスペース・サイズ



幅8×高さ32mmまで



幅50×高さ15mmまで

のし包装可能

※2 低室温お知らせ機能

冬場の寒い部屋など、低温環境下では一般に血圧は上昇します。測定する前に室温を自動で測定し、低温(9℃以下)であれば測定の中止を促します。



室温が10秒点減し、測定を自動停止します。

正しい位置(高さ)をサポートする姿勢サポート付き

- 加圧しながら測定するためカフの締め付け圧がやさしい。
- 正しい位置(高さ)をサポートする姿勢サポート付き(▲・▼・OKでお知らせ)。
- バックライト付き。




BP-216-DB (ダークブルー)
4904785 194243

■ タニタ手首式血圧計 BP-216 オープン価格

手 首 式	脈間隔変動 チェック	2人×100回 メモリー	血圧レベル 6段階	クリップ アームカフ
低室温 お知らせ機能	見やすい 大型表示	直近 2 回の 平均値表示	測定範囲 圧力 0～300mmHg	測定範囲 脈拍 40～199拍/分

●測定可能手首周囲: 12.5～21cm ●商品寸法(質量): 約 幅85×高さ60×奥行25mm*カフ含まず(約108g / 乾電池含まず) ●個装箱寸法(質量): 約 幅108×高さ98×奥行91mm(約252g) ●外装箱寸法(質量): 約 幅225×高さ206×奥行285mm(約3.2kg) ●1梱包入数: 12入 ●主な材質: ABS ●電源: 3V DC 単4形アルカリ乾電池2本 ●電池寿命: 約200回 ●主な付属品: 単4形アルカリ乾電池2本、収納ケース ●一般的名称: 自動電子血圧計 ●販売名: タニタ手首式血圧計 BP-216 シリーズ ●使用目的: 健康管理のために収縮期血圧及び拡張期血圧を非観血的に測定すること。 ●製造販売元: (株)タニタ秋田 ●医療機器認証番号: 305AFBZX00008000 ●医療機器分類: 管理医療機器(クラスⅡ)

名入れスペース・サイズ




幅50×高さ15mmまで


のし包装可能

業界初※1! 低室温お知らせ機能付き大型表示で使いやすい手首式血圧計

- 測定時に手首を固定できるケース付き。



BP-513-WH (ホワイト)
4904785 651302




ケースで固定した測定イメージ

■ タニタ手首式血圧計 BP-513 オープン価格


手 首 式	脈間隔変動 チェック	1人×90回メモリー (最高・最低血圧値・脈拍数・室温)	血圧レベル 3段階	クリップ アームカフ
低室温※2 お知らせ機能	見やすい 大型表示	直近 2 回の 平均値表示	測定範囲 圧力 0～300mmHg	測定範囲 脈拍 40～199拍/分

●測定可能手首周囲: 12.5～21cm ●商品寸法(質量): 約 幅65×高さ87×奥行28mm(約125g / 乾電池含まず) ●個装箱寸法(質量): 約 幅105×高さ105×奥行85mm(約270g) ●外装箱寸法(質量): 約 幅269×高さ222×奥行222mm(約3.4kg) ●1梱包入数: 12入 ●主な材質: ABS、ポリエステル ●電源: 3V DC 単4形アルカリ乾電池2本 ●電池寿命: 約250回 ●主な付属品: 単4形アルカリ乾電池2本、収納ケース ●一般的名称: 自動電子血圧計 ●販売名: タニタ手首式血圧計 ●使用目的: 血圧を管理するために最高および最低血圧を非観血的に一般家庭で測定すること。 ●製造販売元: (株)タニタ秋田 ●医療機器認証番号: 227AABZX00086000 ●医療機器分類: 管理医療機器(クラスⅡ) ※1 当社調べ、2016年3月現在。

名入れスペース・サイズ



幅15×高さ55mmまで



幅50×高さ15mmまで

のし包装可能

手軽にはじめられる手首式血圧計

- 測定時に手首を固定できるケース付き。



BP-512-WH (ホワイト)
4904785 651203




ケースで固定した測定イメージ

■ タニタ手首式血圧計 BP-512 オープン価格


手 首 式	脈間隔変動 チェック	1人×60回メモリー (最高・最低血圧値・脈拍数)	血圧レベル 3段階	クリップ アームカフ
低室温 お知らせ機能	見やすい 大型表示	直近 2 回の 平均値表示	測定範囲 圧力 0～300mmHg	測定範囲 脈拍 40～199拍/分

●測定可能手首周囲: 12.5～21cm ●商品寸法(質量): 約 幅71×高さ84×奥行32mm(約105g / 乾電池含まず) ●個装箱寸法(質量): 約 幅105×高さ105×奥行85mm(約260g) ●外装箱寸法(質量): 約 幅269×高さ222×奥行222mm(約3.3kg) ●1梱包入数: 12入 ●主な材質: ABS、PC、ポリエステル ●電源: 3V DC 単4形アルカリ乾電池2本 ●電池寿命: 約250回 ●主な付属品: 単4形アルカリ乾電池2本、収納ケース ●一般的名称: 自動電子血圧計 ●販売名: タニタ手首式血圧計 ●使用目的: 血圧を管理するために最高および最低血圧を非観血的に一般家庭で測定すること。 ●製造販売元: (株)タニタ秋田 ●医療機器認証番号: 227AABZX00086000 ●医療機器分類: 管理医療機器(クラスⅡ)

名入れスペース・サイズ



幅12×高さ25mmまで



幅50×高さ15mmまで

のし包装可能

設定いらずのかんたん歩数計

- 大きくて見やすい表示。
- 消費カロリー・早見表付き。
- 感度調整機能付き。



PD-646-PK (ピンク)
4904785 564626






フタを閉じた時


■ 歩数計 PD-646 ¥1,650(税抜価格¥1,500)

●商品寸法(質量): 約 幅65×高さ37×奥行28mm(約30g / 電池含む) ●個装箱寸法(質量): 約 幅80×高さ164×奥行19mm(約52g) ●外装箱寸法(質量): 約 幅243×高さ95×奥行251mm(約1.4kg) ●1梱包入数: 24入 ●主な材質: ABS ●電源: 3V DC CR2032コイン形リチウム電池1個 ●電池寿命: 約2年(1日4時間使用の場合) ●主な付属品: CR2032コイン形リチウム電池1個

名入れスペース・サイズ



幅35×高さ20mmまで



①②幅10×高さ10mmまで

*血圧計の販売には管理医療機器販売業の「届出」が必要になります。詳しくは都道府県の医療機器担当窓口にお問い合わせください。

緊急時に便利なホイッスル機能付き

- 弱い息でも100dB以上の大きな音が鳴るホイッスル。
- 首からさげて使えるストラップ付き。
- 災害時に役立つサバイバルカード付き。



FB-739-OR (オレンジ)
4904785 573918



FB-739-BK (ブラック)
4904785 573901




ストラップは付いた状態となります。

■ 3Dセンサー搭載歩数計 歩ィッスル FB-739 ¥3,300(税抜価格¥3,000)

●商品寸法(質量): 約 幅81×高さ34×奥行15mm(約28g / 電池・ストラップ含む) ●個装箱寸法(質量): 約 幅75×高さ165×奥行18mm(約62g) ●外装箱寸法(質量): 約 幅240×高さ90×奥行340mm(約1.7kg) ●1梱包入数: 24入 ●主な材質: ABS、PMMA ●電源: 3V DC CR2032コイン形リチウム電池1個 ●電池寿命: 約1年(1日4時間使用の場合) ●主な付属品: CR2032コイン形リチウム電池1個、ストラップ、サバイバルカード

名入れスペース・サイズ



幅50×高さ3mmまで

おうちで腹囲を簡単にチェック

- バックルで測定値を固定し、手で数値が確認できる。
- 腹囲の基準値がわかりやすい。



バックルで測定値を固定できます



RM-100-WH(ホワイト)
4904785 194281



腹囲の基準値がわかりやすい

■ 腹囲専用メジャー 教えてふくい先生～ RM-100 オープン価格

●測定範囲: 16～130cm ●最小目盛: 0.1cm ●商品寸法(質量): 約 全長1362×高さ28×奥行10mm(約28g) ●個装箱寸法(質量): 約 幅85×高さ155×奥行29mm(約45g) ●外装箱寸法(質量): 約 幅491×高さ439×奥行440mm(約11.6kg) ●1梱包入数: 208入 ●主な材質: PVC、POM、ステンレス

名入れスペース・サイズ



幅10×高さ20mmまで



KJ-P31-IV (アイボリー)
4904785 196117

水と牛乳の容積計量も可能な「mLモード」付き

NEW

○郵便物などの計量に便利なHOLDモード付き。



取り外して洗えるステンレス皿とシリコンゴムマット付き。




KJ-P31-IV (アイボリー)
4904785 196117

■ デジタルクッキングスケール KJ-P31 ¥6,600 (税抜価格¥6,000)

計量範囲	最小表示	すぐゼロ	すぐピタ
0~3kg	0.1g		

●計量範囲: 0~3kg ●最小表示: 微量モード0.1g (0~300g)、0.5g (300~1500g)、通常モード1g (0~3000g)
●商品寸法 (質量): 約 幅150×高さ36×奥行210mm (約591g / ステンレス皿、シリコンゴムマット、乾電池含む)
●計量皿: 約 幅140×奥行140mm ●個装箱寸法 (質量): 約 幅175×高さ50×奥行265mm (約697g) ●外装箱寸法 (質量): 約 幅365×高さ287×奥行318mm (約8.9kg)
●1梱包入数: 12入 ●主な材質: ABS、PET、ステンレス、シリコンゴム ●電源: 3V DC 単3形乾電池2本 ●電池寿命: 連続使用約120時間 ●主な付属品: 単3形乾電池2本、ステンレス皿、シリコンゴムマット
※水・牛乳のmLは計算値です。

名入れスペース・サイズ



のし包装可能

スタイリッシュなデザイン

○立てて収納可能。



立てて収納したイメージ



KD-400-SV (シルバー)
4904785 711303


グッドデザイン賞受賞

■ デジタルクッキングスケール KD-400 ¥5,500 (税抜価格¥5,000)

計量範囲	最小表示
0~2kg	1g

●計量範囲: 0~2kg ●最小表示: 1g (0~2000g) ●商品寸法 (質量): 約 幅160×高さ32×奥行223mm (約539g / 電池含む) クローズ時: 約 幅160×高さ49×奥行167mm ●計量皿: 約 直径160mm ●個装箱寸法 (質量): 約 幅188×高さ55×奥行221mm (約710g) ●外装箱寸法 (質量): 約 幅353×高さ250×奥行390mm (約9.4kg) ●1梱包入数: 12入 ●主な材質: ABS、PET、ステンレス ●電源: 3V DC CR2032コイン形リチウム電池1個 ●電池寿命: 連続使用約40時間 ●主な付属品: CR2032コイン形リチウム電池1個

名入れスペース・サイズ



のし包装可能



KJ-P22-BK (メタリックブラック)
4904785 191402

大量計量におすすめ

○見やすいデジタル表示。




KD-312-WH (ホワイト)
4904785 713604

■ デジタルクッキングスケール KD-312 ¥3,850 (税抜価格¥3,500)

計量範囲	最小表示
0~3kg	1g

●計量範囲: 0~3kg ●最小表示: 1g (0~3000g) ●商品寸法 (質量): 約 幅162×高さ38×奥行190mm (約388g / 乾電池含む) ●計量皿: 約 幅133×高さ51×奥行230mm (約530g) ●外装箱寸法 (質量): 約 幅321×高さ255×奥行395mm (約6.8kg) ●1梱包入数: 12入 ●主な材質: ABS、PET、シリコンゴム ●電源: 3V DC 単3形乾電池2本 ●電池寿命: 連続使用約200時間 ●主な付属品: 単3形乾電池2本 ●製造国: 日本

名入れスペース・サイズ



*食品衛生試験が必要です

のし包装可能

電源を入れたらすぐに計量できます。 計量結果がすぐにピタッと表示されます。 詳しくはこちら
*「すぐゼロ」「すぐピタ」は株式会社タニタの登録商標です。

お好きな食品4つのカロリーもチェック

○郵便物などの計量に便利なHOLDモード付き。



お好きな食品のカロリーを確認できる「カロリーモード」付き。



KJ-P22-BK (メタリックブラック)
4904785 191402



KJ-P22-GY (メタリックグレー)
4904785 191419

■ デジタルクッキングスケール KJ-P22 ¥5,500 (税抜価格¥5,000)

計量範囲	最小表示	すぐゼロ	すぐピタ
0~2kg	0.5g		

●計量範囲: 0~2kg ●最小表示: 0.5g (0~1000g)、1g (1000~2000g) ●カロリーモード: 表示範囲0~9999kcal、最小表示1kcal ●商品寸法 (質量): 約 幅129×高さ31×奥行186mm (約305g / 乾電池含む)
●計量皿: 約 幅124×奥行124mm ●個装箱寸法 (質量): 約 幅170×高さ245×奥行38mm (約385g) ●外装箱寸法 (質量): 約 幅250×高さ262×奥行350mm (約5.1kg) ●1梱包入数: 12入 ●主な材質: ABS、PET、シリコンゴム ●電源: 3V DC 単4形乾電池2本 ●電池寿命: 連続約60時間 ●主な付属品: 単4形乾電池2本

のし包装可能

タニタ食堂おすすめ

○タニタ食堂の定食レシピ付き。




KD-410-WH (パールホワイト)
4904785 715400

■ デジタルクッキングスケール KD-410 ¥3,300 (税抜価格¥3,000)

計量範囲	最小表示
0~2kg	1g

●計量範囲: 0~2kg ●最小表示: 1g (0~2000g) ●商品寸法 (質量): 約 幅122×高さ31×奥行186mm (約287g / 乾電池含む) ●計量皿: 約 幅120×奥行130mm ●個装箱寸法 (質量): 約 幅170×高さ38×奥行244mm (約379g) ●外装箱寸法 (質量): 約 幅250×高さ265×奥行350mm (約4.9kg) ●1梱包入数: 12入 ●主な材質: ABS、PET、シリコンゴム ●電源: 3V DC 単4形乾電池2本 ●電池寿命: 連続使用約90時間 ●主な付属品: 単4形乾電池2本、タニタ生活ダイエット定食レシピ (1食分、個装箱に記載)

名入れスペース・サイズ



*食品衛生試験が必要です

のし包装可能





KJ-P21-IV (アイボリー)
4904785 042629

TT-P01-IV (アイボリー)
4904785 043237




KJ-P21-DG (ダークグレー)
4904785 042636

TT-P01-DG (ダークグレー)
4904785 043244

表示がはやい
「すぐゼロ」「すぐピタ」付き

- コンパクト・薄型で収納に便利。
- 壁掛けもできるフック穴付き。



■ デジタルクッキングスケール
KJ-P21 ¥2,750 (税抜価格¥2,500)

●計量範囲: 0~2kg ●最小表示: 1g (0~2000g) ●商品寸法 (質量): 約 幅120×高さ27×奥行170mm (約205g / 乾電池含む) ●計量皿: 約 幅120×奥行120mm ●個装箱寸法 (質量): 約 幅150×高さ207×奥行35mm (約278g) ●外装箱寸法 (質量): 約 幅220×高さ223×奥行310mm (約3.6kg) ●1梱包入数: 12入 ●主な材質: ABS, PET, シリコンゴム ●電源: 3V DC 単4形乾電池2本 ●電池寿命: 連続使用約110時間 ●主な付属品: 単4形乾電池2本、レシピカード

名入れスペース・サイズ
表 裏
① ②
①幅100×高さ80mmまで ②幅70×高さ20mmまで
*食品衛生試験が必要です

のし包装可能

表示がはやい
「すぐゼロ」「すぐピタ」付き

- コンパクト・薄型で収納に便利。
- 壁掛けもできるフック穴付き。



■ デジタルクッキングスケール
KJ-P11 ¥2,200 (税抜価格¥2,000)

●計量範囲: 0~1kg ●最小表示: 0.5g (0~1000g) ●商品寸法 (質量): 約 幅120×高さ27×奥行170mm (約205g / 乾電池含む) ●計量皿: 約 幅120×奥行120mm ●個装箱寸法 (質量): 約 幅150×高さ207×奥行35mm (約278g) ●外装箱寸法 (質量): 約 幅220×高さ223×奥行310mm (約3.6kg) ●1梱包入数: 12入 ●主な材質: ABS, PET, シリコンゴム ●電源: 3V DC 単4形乾電池2本 ●電池寿命: 連続使用約110時間 ●主な付属品: 単4形乾電池2本、レシピカード

名入れスペース・サイズ
表 裏
① ②
①幅100×高さ80mmまで ②幅70×高さ20mmまで
*食品衛生試験が必要です

のし包装可能

料理・お菓子作り、
コーヒーの抽出温度の管理に

- 空間収納が可能なマグネット・フック穴付き。
- はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。
- 持ち手になるセンサーホルダー付き。



■ デジタル温度計
TT-P01 ¥1,650 (税抜価格¥1,500)


測定範囲
-50~240℃
表示単位
0.1℃
水ぬれOK
防水保護等級 IPX2

●商品寸法 (質量): 約 幅43×高さ221×奥行15mm / センサーホルダー 除く (約40g / 電池・センサーホルダー含) ●個装箱寸法 (質量): 約 幅64×高さ262×奥行41mm (約110g) ●外装箱寸法 (質量): 約 幅502×高さ263×奥行149mm (約3.0kg) ●1梱包入数: 24入 ●主な材質: PP, PET, ステンレス ●電源: 3V DC CR2032 コイン形リチウム電池1個 ●電池寿命: 約1年 (1日10分使用した場合) ●主な付属品: CR2032 コイン形リチウム電池1個

*この商品は名入れができません。

キッチンにも馴染むシンプルなデザイン

- セットしやすい10キー方式。
- 本体の背面にストラップ穴付き。



■ デジタルタイマー 100分計
TD-418 ¥1,650 (税抜価格¥1,500)

●商品寸法 (質量): 約 幅61×高さ97×奥行16mm (約66g / 電池含む) ●個装箱寸法 (質量): 約 幅72×高さ148×奥行20mm (約93g) ●外装箱寸法 (質量): 約 幅270×高さ88×奥行260mm (約2.5kg) ●1梱包入数: 24入 ●主な材質: ABS, PC, シリコンゴム ●電源: 3V DC CR2032 コイン形リチウム電池1個 ●電池寿命: 約1年 (1日1回60秒鳴らした場合) ●主な付属品: CR2032 コイン形リチウム電池1個、ストラップ

名入れスペース・サイズ
表
① ②
①幅50×高さ5mmまで ②幅20×高さ8mmまで
のし包装可能

電源を入れたらすぐに計量できます。 計量結果がすぐにピタッと表示されます。 詳しくはこちら
*「すぐゼロ」「すぐピタ」は株式会社タニタの登録商標です。



強い静電気や電磁波 (IH調理器や電子レンジなど) に近づけないでください。
防水保護等級 IPX2 4方向 (前後左右) に15度傾け、上方200mmの高さから毎分3mmの降水量で、各方向2.5分間ずつ滴下させても、有害な影響がないもの。

触れずにスタート／ストップできる

○触れずにスタート／ストップできるから衛生的に使用可能。
○音(音量3段階切り替え)とLEDランプでお知らせ。
○お手入れしやすい安心の洗えるタイプ。(防水保護等級IPX5)



TD-424-RD (レッド) 4904785 047099
TD-424-BL (ブルー) 4904785 047105

■ 非接触タイマー 洗えるタイプ
TD-424 ¥3,300 (税抜価格¥3,000)

●商品寸法(質量): 約 幅90×高さ110×奥行24mm(約153g / 乾電池含む) ●個装箱寸法(質量): 約 幅113×高さ170×奥行26.5mm(約210g) ●外装箱寸法(質量): 約 幅343×高さ350×奥行125mm(約5.4kg) ●1梱包入数: 24入 ●主な材質: ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス ●電源: 3V DC 単4形アルカリ乾電池2本 ●電池寿命: 約1年(1日50回10秒鳴らした場合) ●主な付属品: 単4形アルカリ乾電池2本

のし包装可能

特殊吸盤使用でガラスやタイルに貼れる

○厚さ9mmの超薄型タイマー。



TD-412-GR (グリーン) 4904785 541214
TD-412-OR (オレンジ) 4904785 541207

■ ガラスにつくタイマー

TD-412 ¥2,750 (税抜価格¥2,500)

●商品寸法(質量): 約 幅85×高さ78×奥行9mm(約42g / 電池含む) ●個装箱寸法(質量): 約 幅105×高さ170×奥行15mm(約95g) ●外装箱寸法(質量): 約 幅190×高さ120×奥行350mm(約2.5kg) ●1梱包入数: 24入 ●主な材質: ABS、PMMA ●電源: 3V DC CR2032コイン形リチウム電池1個 ●電池寿命: 約1年(1日最大4回アラームを使用した場合) ●主な付属品: CR2032コイン形リチウム電池1個

*この商品は名入れができません。

のし包装可能

特殊吸盤使用

タイマーの裏面に特殊な吸盤をつけることで、ガラスの冷蔵庫やキッチンの窓ガラス、タイルにも貼り付けることが可能となりました。吸盤は汚れてきたら水や中性洗剤を含ませた布で軽く拭き取るだけで粘着力が戻ります。

防水保護等級 IPX5 あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がないもの。

触れずにスタート／ストップできる

○触れずにスタート／ストップできるから衛生的に使用可能。
○音(音量3段階切り替え)とLEDランプでお知らせ。



TD-423-RD (レッド) 4904785 047075
TD-423-BL (ブルー) 4904785 047082

■ 非接触タイマー
TD-423 ¥2,750 (税抜価格¥2,500)

●商品寸法(質量): 約 幅90×高さ110×奥行24mm(約153g / 乾電池含む) ●個装箱寸法(質量): 約 幅113×高さ170×奥行26.5mm(約210g) ●外装箱寸法(質量): 約 幅343×高さ350×奥行125mm(約5.4kg) ●1梱包入数: 24入 ●主な材質: ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス ●電源: 3V DC 単4形アルカリ乾電池2本 ●電池寿命: 約1年(1日50回10秒鳴らした場合) ●主な付属品: 単4形アルカリ乾電池2本

のし包装可能

特殊吸盤使用でガラスやタイルに貼れる

○厚さ10mmの超薄型タイマー。



TD-411-BL (ブルー) 4904785 541122
TD-411-RD (レッド) 4904785 541115

■ ガラスにつくタイマー

TD-411 ¥2,750 (税抜価格¥2,500)

●商品寸法(質量): 約 幅100×高さ70×奥行10mm(約56g / 電池含む) ●個装箱寸法(質量): 約 幅120×高さ170×奥行16mm(約105g) ●外装箱寸法(質量): 約 幅200×高さ135×奥行350mm(約2.7kg) ●1梱包入数: 24入 ●主な材質: ABS、PMMA ●電源: 3V DC CR2032コイン形リチウム電池1個 ●電池寿命: 約1年(1日最大4回アラームを使用した場合) ●主な付属品: CR2032コイン形リチウム電池1個

*この商品は名入れができません。

のし包装可能



SO-304-WH (ホワイト) 4904785 630406

安心して細かく塩分を
チェックしたい方に

NEW

○生活防水。
○食品に触れる部分にビスフェノールA (BPA) を含まない樹脂を使用。
○塩分濃度を3色のLEDで6段階表示。



SO-313-NWH (ホワイト) 4904785 196179

■ 塩分計 しおみくん

SO-313 ¥6,600 (税抜価格¥6,000)

測定範囲 0.4～1.4%	電源自動 ON	測定温度範囲 30～90℃	自動温度 補正機能付き
測定表示 LED3色、6段階表示(0.4～0.7%、0.8～1.1%、1.2～1.4%～)	BPA free	生活防水 防水保護等級 IPX4相当	
●商品寸法(質量): 約 幅204×高さ34×奥行19mm(約36g / 電池含む) ●個装箱寸法(質量): 約 幅72×高さ245×奥行25mm(約87g) ●外装箱寸法(質量): 約 幅275×高さ170×奥行330mm(約2.5kg) ●1梱包入数: 24入 ●主な材質: ABS、PP、ステンレス ●電源: 3V DC CR2032コイン形リチウム電池1個 ●電池寿命: 約1年(1日5回使用の場合) ●主な付属品: CR2032コイン形リチウム電池1個			
名入れスペース・サイズ 表 ① ② ③ 裏 ② ① ③ ①②幅15×高さ20mmまで			
のし包装可能			

防塵・防水保護等級 IP67 粉塵が内部に侵入するのを完全に防止するもの。水面から1mの深さに30分間水没させても、有害な影響をおよぼす水の浸入がないもの。

防水保護等級 IPX4 あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないもの。

*塩分計はみそ汁やスープなどに水に溶けている塩分の濃度を測定します。粘度の高い液体や固形物ははかれません。 *「しおみくん」「しおみスプーン」は株式会社タニタの登録商標です。

減塩を心がけている方、給食施設や
外食店舗で塩分管理を行う方に

○無塩食の確認が可能。
○測定完了をバイブレーションでお知らせ。
○食品に触れる部分にビスフェノールA (BPA) を含まない樹脂を使用。



SO-304-WH (ホワイト) 4904785 630406

測定イメージ

専用スタンド付き

■ 高精度デジタル塩分計

SO-304 ¥12,100 (税抜価格¥11,000)

測定範囲 0.0～5.0%	電源自動 ON	測定温度範囲 5～90℃	名入れスペース・サイズ 表 ① ② 裏 ③ ④
自動温度 補正機能付き	BPA free	水洗いOK 防塵・防水保護等級 IP67	①幅15×高さ15mmまで ②幅15×高さ20mmまで ③④幅80×高さ12mmまで
●商品寸法(質量): 約 幅171×高さ25×奥行25mm(約67g / 乾電池含む) ●個装箱寸法(質量): 約 幅133×高さ214×奥行38mm(約180g) ●外装箱寸法(質量): 約 幅245×高さ227×奥行282mm(約2.5kg) ●1梱包入数: 12入 ●主な材質: ABS、PP、鉛レス黄銅(ロジウムメッキ) ●電源: 3V DC 単4形アルカリ乾電池2本 ●電池寿命: 約2年(1日30回使用の場合) ●主な付属品: 単4形アルカリ乾電池2本、スタンド			
のし包装可能			

安心して塩分を
チェックしたい方に

NEW

○生活防水。
○食品に触れる部分にビスフェノールA (BPA) を含まない樹脂を使用。
○塩分濃度を3段階のLEDで表示。



SO-312-NWH (ホワイト) 4904785 196162

■ 塩分計 しおみスプーン

SO-312 ¥4,400 (税抜価格¥4,000)

測定範囲 0.6～1.2%	電源自動 ON	測定温度範囲 60～80℃	自動温度 補正機能付き
測定表示 LED3色、3段階表示(0.6～0.8%、0.9～1.1%、1.2%～)	BPA free	生活防水 防水保護等級 IPX4相当	
●商品寸法(質量): 約 幅171×高さ34×奥行12mm(約29g / 電池含む) ●個装箱寸法(質量): 約 幅72×高さ245×奥行25mm(約80g) ●外装箱寸法(質量): 約 幅275×高さ170×奥行330mm(約2.4kg) ●1梱包入数: 24入 ●主な材質: PP、ステンレス ●電源: 3V DC CR2032コイン形リチウム電池1個 ●電池寿命: 約1年(1日5回使用の場合) ●主な付属品: CR2032コイン形リチウム電池1個			
名入れスペース・サイズ 表 ① ② ③ 裏 ② ① ③ ①幅20×高さ15mmまで ②幅25×高さ 6mmまで ③幅15×高さ 5mmまで			
*みそ汁やスープなどの温かい液体の測定用です。 のし包装可能			

大きくて見やすい温湿度計

NEW

- 適温・適湿をバー表示する環境判定付き。
- 過去の最高・最低温湿度表示。
- 電波時計とバックライト付き。
- 目覚ましアラーム、スヌーズ機能。



暗い部屋でも見やすいバックライト付き



TT-P03-IV (アイボリー)
4904785 192881

■ デジタル温湿度計

TT-P03 ¥11,000 (税抜価格¥10,000)

測定範囲 温度 -9.9～50.0℃	測定範囲 湿度 20～95%	表示単位 温度 0.1℃	表示単位 湿度 1%
-----------------------	-------------------	-----------------	---------------

●商品寸法(質量):約 幅186×高さ127×奥行43mm(約495g / 乾電池含む)

●個装箱寸法(質量):約 幅222×高さ168×奥行53mm(約640g)

●外装箱寸法(質量):約 幅238×高さ378×奥行340mm(約7.8kg)

●1梱包入数:12入

●主な材質:ABS、PMMA

●電源:3V DC 単3形アルカリ乾電池2本

●電池寿命:約1年(1日3回アラームを約30秒鳴動の場合)

●主な付属品:単3形アルカリ乾電池2本

名入れスペース・サイズ

表

裏

①幅140×高さ10mmまで

②幅110×高さ10mmまで

③④幅10×高さ80mmまで

⑤幅105×高さ25mmまで

⑥幅115×高さ35mmまで

のし包装可能

「寒い」「快適」「暑い」の快適表示付き

- インテリアになじむ木目シリーズ。
- 過去の最高・最低温湿度表示。
- マグネット・置き式・壁掛けの3WAYタイプ。
- 目覚ましアラーム付き。



TT-592-WH (ホワイトウッド)
4904785 177291



TT-592-BR (ブラウンウッド)
4904785 177307

■ デジタル温湿度計

TT-592 ¥3,850 (税抜価格¥3,500)

測定範囲 温度 -5.0～50.0℃	測定範囲 湿度 20～95%	表示単位 温度 0.1℃	表示単位 湿度 1%
-----------------------	-------------------	-----------------	---------------

●商品寸法(質量):約 幅75×高さ132×奥行30mm(約168g / 乾電池含む)

●個装箱寸法(質量):約 幅98×高さ185×奥行38mm(約215g)

●外装箱寸法(質量):約 幅206×高さ394×奥行240mm(約5.3kg)

●1梱包入数:24入

●主な材質:ABS、PMMA

●電源:1.5V DC 単4形乾電池1本

●電池寿命:約1年(1日1回アラームを使用した場合)

●主な付属品:単4形乾電池1本

名入れスペース・サイズ

上

左

表

右

①幅45×高さ 15mmまで

②③幅15×高さ100mmまで

④幅46×高さ 5mmまで

のし包装可能

体調管理の目安に温度・湿度・気圧の変化を確認

NEW

- 24時間の気象の変化をグラフで表示。
- 当日を含む7日分の過去メモリー。
- 置き式、壁掛けの2WAYタイプ。



TT-P02-IV (アイボリー)
4904785 194892

■ グラフ付きデジタル温湿度計

TT-P02 ¥6,600 (税抜価格¥6,000)

測定範囲 温度 -9.9～50.0℃	測定範囲 湿度 20～95%	表示単位 温度 0.1℃	表示単位 湿度 1%
-----------------------	-------------------	-----------------	---------------

●気圧:測定範囲850～1100hPa、最小表示1hPa

●商品寸法(質量):約 幅107×高さ110×奥行26mm(約176g / 乾電池含む)

●個装箱寸法(質量):約 幅129×高さ162×奥行38mm(約255g)

●外装箱寸法(質量):約 幅268×高さ345×奥行234mm(約6.4kg)

●1梱包入数:24入

●主な材質:ABS、PMMA

●電源:3V DC 単4形アルカリ乾電池2本

●電池寿命:約1年

●主な付属品:単4形アルカリ乾電池2本

名入れスペース・サイズ

表

裏

①幅50×高さ 6mmまで

②幅50×高さ 5mmまで

③④幅20×高さ12mmまで

⑤⑥幅25×高さ40mmまで

⑦幅70×高さ30mmまで

のし包装可能

気軽に置ける小型シンプルデザイン

- インテリアになじむ木目シリーズ。
- 過去の最高・最低温湿度表示。
- マグネット・置き式・壁掛けの3WAYタイプ。



TT-591-WH (ホワイトウッド)
4904785 177277



TT-591-BR (ブラウンウッド)
4904785 177284

■ デジタル温湿度計

TT-591 ¥3,300 (税抜価格¥3,000)

測定範囲 温度 -5.0～50.0℃	測定範囲 湿度 20～95%	表示単位 温度 0.1℃	表示単位 湿度 1%
-----------------------	-------------------	-----------------	---------------

●商品寸法(質量):約 幅75×高さ75×奥行30mm(約100g / 乾電池含む)

●個装箱寸法(質量):約 幅98×高さ127×奥行38mm(約140g)

●外装箱寸法(質量):約 幅206×高さ278×奥行240mm(約3.5kg)

●1梱包入数:24入

●主な材質:ABS、PMMA

●電源:1.5V DC 単4形乾電池1本

●電池寿命:約1年

●主な付属品:単4形乾電池1本

名入れスペース・サイズ

上

左

表

右

①幅45×高さ15mmまで

②③幅15×高さ45mmまで

④幅48×高さ 8mmまで

のし包装可能

気軽に置ける小型シンプルデザイン

- インテリアになじむ木目シリーズ。
- マグネット・置き式・壁掛けの3WAYタイプ。



TT-590-WH (ホワイトウッド)
4904785 177253



TT-590-BR (ブラウンウッド)
4904785 177260

■ 温湿度計

TT-590 ¥2,750 (税抜価格¥2,500)

測定範囲 温度 -20～40℃	測定範囲 湿度 10～90%	表示単位 温度 2℃	表示単位 湿度 5%
--------------------	-------------------	---------------	---------------

●商品寸法(質量):約 幅75×高さ75×奥行30mm(約70g)

●個装箱寸法(質量):約 幅98×高さ127×奥行38mm(約112g)

●外装箱寸法(質量):約 幅206×高さ278×奥行240mm(約2.8kg)

●1梱包入数:24入

●主な材質:ABS、PMMA

名入れスペース・サイズ

上

左

右

①幅45×高さ15mmまで

②③幅15×高さ45mmまで

のし包装可能

最高級グレードの豆を中心とした上質な味わいのコーヒー

- クロロゲン酸が通常のコーヒーの約2倍含まれる、プレミアムなコーヒー。



ドリップバッグ10個入りセット
OS001PR0010.JPJ

4904785 457348



10個入りセット

ドリップバッグ21個入りセット
OS001PR0021.JPJ

4904785 457355

■ タニタコーヒー プレミアムブレンド

10個入り ¥2,160 (税抜価格¥2,000)

- 品名:レギュラーコーヒー(簡易抽出型)
- 1個当たりの内容量:15g
- 商品寸法(質量):約 幅111×高さ13×奥行133mm(約20g)
- 個装箱寸法(質量):約 幅241×高さ57×奥行138mm(約306g)
- 外装箱寸法(質量):約 幅510×高さ160×奥行310mm(約3.4kg)
- 1梱包入数:10箱入
- 製造国:日本

のし包装可能

■ タニタコーヒー プレミアムブレンド

21個入り ¥4,320 (税抜価格¥4,000)

- 品名:レギュラーコーヒー(簡易抽出型)
- 1個当たりの内容量:15g
- 商品寸法(質量):約 幅111×高さ13×奥行133mm(約15g)
- 個装箱寸法(質量):約 幅364×高さ85×奥行138mm(約277g)
- 外装箱寸法(質量):約 幅390×高さ450×奥行310mm(約6.5kg)
- 1梱包入数:10箱入
- 製造国:日本

のし包装可能

場所を選ばない薄型デザイン

- 厚さ12mmの薄型設計。
- 過去の最高・最低温湿度表示機能付き。
- 時計/日付表示機能付き。



TT-575-BK (ブラック)
4904785 557505



スタンドを使用したイメージ

■ デジタル温湿度計

TT-575 ¥2,200 (税抜価格¥2,000)

測定範囲 温度 -5.0～50.0℃	測定範囲 湿度 20～95%	表示単位 温度 0.1℃	表示単位 湿度 1%
-----------------------	-------------------	-----------------	---------------

●商品寸法(質量):約 幅85×高さ55×奥行12mm(約46g / 電池含む)

●個装箱寸法(質量):約 幅72×高さ124×奥行20mm(約65g)

●外装箱寸法(質量):約 幅130×高さ163×奥行260mm(約1.7kg)

●1梱包入数:24入

●主な材質:ABS、PMMA

●電源:3V DC CR2032コイン形リチウム電池1個

●電池寿命:約1年

●主な付属品:CR2032コイン形リチウム電池1個

名入れスペース・サイズ

表

①②幅 6×高さ38mmまで

③幅60×高さ 6mmまで

のし包装可能

フルーティーな甘い香りと酸味、コクが特徴のモカブレンド

- クロロゲン酸が通常のコーヒーの約1.5倍含まれる、カフェインレスコーヒー。



ドリップバッグ12個入りセット
OS002CL0012.JPJ

4904785 457362



24個入りセット

ドリップバッグ24個入りセット
OS002CL0024.JPJ

4904785 457379

■ タニタコーヒー カフェインレスモカブレンド

12個入り ¥2,160 (税抜価格¥2,000)

- 品名:レギュラーコーヒー(簡易抽出型)
- 1個当たりの内容量:10g
- 商品寸法(質量):約 幅111×高さ13×奥行133mm(約15g)
- 個装箱寸法(質量):約 幅241×高さ57×奥行138mm(約277g)
- 外装箱寸法(質量):約 幅510×高さ160×奥行310mm(約3.1kg)
- 1梱包入数:10箱入
- 製造国:日本

のし包装可能

■ タニタコーヒー カフェインレスモカブレンド

24個入り ¥4,320 (税抜価格¥4,000)

- 品名:レギュラーコーヒー(簡易抽出型)
- 1個当たりの内容量:10g
- 商品寸法(質量):約 幅111×高さ13×奥行133mm(約15g)
- 個装箱寸法(質量):約 幅364×高さ85×奥行138mm(約522g)
- 外装箱寸法(質量):約 幅390×高さ450×奥行310mm(約5.8kg)
- 1梱包入数:10箱入
- 製造国:日本

のし包装可能

タニタの商品を支える厳しい品質管理 世界のお客様に最高の満足を提供します。

ISO 9001



株式会社タニタ
登録証番号: JQA-1077

株式会社タニタ
株式会社タニタ秋田
規格番号: ISO 9001
登録番号: JQA-1077
適用範囲: 「はかりおよび付加機能付きはかり
(医用機器含む)、ヘルスケア商品の設計、
開発、製造、および付帯サービス(修理)」

ISO 9001



東莞百利達健康器材
有限公司(中国)
規格番号: ISO 9001
認承番号: CN12/30816
適用範囲: 「はかりおよび付加機能付きはかりの
設計および製造」



経済産業省
指定製造事業者
No.020502

経済産業大臣より
「指定製造事業者」に指定。

株式会社タニタ秋田
事業の区分: 質量計第一類
指定番号: 020502



経済産業省
指定外国製造事業者
No.02CN05

東莞百利達健康器材
有限公司(中国)
事業の区分:
質量計第一類
指定番号: 02CN05



国際的な医療機器の
QMS規格を取得。

株式会社タニタ
株式会社タニタ秋田
規格番号: ISO 13485
適用範囲: 「医用体重計、ペパースケール、医用
体組成計および睡眠計の設計、製造、販売
および付帯サービス」



JIS B 7613
JQ0313010

株式会社タニタ秋田
日本産業規格の番号: JIS B 7613
認証番号: JQ0313010
日本産業規格(JIS)
認証対象: 家庭用はかり(一般用体重計、
乳幼児用体重計、調理用はかり)
認証機関: 一般財団法人日本品質保証機構(JQA)



JIS B 7613
JQ0313011

東莞百利達健康器材有限公司(中国)
日本産業規格の番号: JIS B 7613
認証番号: JQ0313011
日本産業規格(JIS)
認証対象: 家庭用はかり(一般用体重計、
乳幼児用体重計、調理用はかり)
認証機関: 一般財団法人日本品質保証機構(JQA)

販売元 **株式会社 タニタ** 本社 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

東京営業所 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 03(3558)8111(代表) FAX03(3558)0335
大阪営業所 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-3-15 06(6784)2811(代表) FAX06(6784)2778
名古屋営業所 〒465-0072 愛知県名古屋市名東区牧原2-707 052(704)2201(代表) FAX052(704)2221
福岡営業所 〒812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-2-6 092(575)5761(代表) FAX092(575)5617
北日本営業所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8 022(299)7161(代表) FAX022(299)7163

医療機器製造販売元 (株)タニタ秋田 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 ナビダイヤル(有料) 0570-099655

受付時間 9:00~17:00(祝日を除く月~金)

(株)タニタ本社・東京営業所・大阪営業所・(株)タニタ秋田は、ISO9001の認証登録事業所です。



ホームページ <https://www.tanita.co.jp/>



<https://x.com/TANITAofficial/>



<https://www.facebook.com/tanita.official/>



https://www.instagram.com/tanita_jp/



<https://www.youtube.com/user/TANITAofficial/videos/>

© 2025 TANITA Corporation

◎商品のデザイン・仕様・価格は変更になることもありますのでご了承ください。

◎表示価格をはじめ、このカタログの内容は2025年10月現在のものです。

◎商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。



AL01101A25(TS)