TANITA
Healthy Habits for Happiness

精密体重計
WB-150

型式承認取得品
圖基準適合証印

50g単位の高精度測定・低価格で使いやすい

- いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプターの併用型。
- プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。
- 体重の証明用に使用可能。







セパレートタイプ



ポールタイプ

Made in Japan 日本製

WB-150 主な特徴

- 高精度50g単位で体重測定が可能。
- オートパワーオフ機能は5段階設定が可能。
  （5分／10分／30分／60分／連続から選択）
- 文字高38mmの見やすい大型表示。
- 見やすい角度に最大90度首振り可能。表示部は前後逆にも取り付け可能（ポールタイプのみ）。
- 表示部スタンド付き、壁掛けも可能（セパレートタイプのみ）。
- RS-232Cポートからのデータ出力が可能（RS付タイプのみ）。



見やすい角度に首振り可能
（ポールタイプ）




便利なスタンド付
（セパレートタイプ）

■仕 様

品　番	WB-150
計量方式	電気抵抗線式はかり
精度等級	3級
ひょう量（最大計量）	200kg（風袋量含む）
最小測定量	1kg
目量（最小表示）	0.05kg
最大プリセット風袋引き量	10kg（プリセット風袋引き）
外部インターフェイス（RS付のみ）	RS-232C D-sub9ピン メス
電源	ACアダプター（DC9V 500mA） または単3形アルカリ乾電池6本（別売）
消費電力	0.3W
主な付属品	ACアダプター
製造国	日本
メーカー希望小売価格	ポールタイプ　¥69,000（税抜） セパレートタイプ　¥59,000（税抜） ポールタイプ（RS付）※　¥79,000（税抜） セパレートタイプ（RS付）※　¥69,000（税抜）


※（RS付）は、RS-232Cポート（出力専用）が付いています。

寸法図（単位:mm）



〈ポールタイプ〉
質量：約7.1kg

〈セパレートタイプ〉 質量：約5.1kg
ケーブル長さ：約2.0m
ACアダプターケーブル長さ：約1.9m



＊寸法は概略です。

■オプション

感熱式プリンターセット ＊感熱式プリンターセットのご利用には本体に外部インターフェイス（RS-232C）が必要です。

品　番	OP-201
メーカー希望小売価格	¥93,000（税抜）

・プリンター
・ACアダプター
・RSケーブル
・プリンター用紙（2903）4巻

プリントアウト例





WB-150用キャリングケース（セパレートタイプ用）

品　番	29056001
メーカー希望小売価格	¥16,500（税抜）

寸法（質量）：約 幅425×高さ210×奥行410mm（約4.8kg）



クローズ時



オープン時
＊中の商品は含まれません。

株式会社 タニタ　本　社　〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

東京営業所 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 03(3558)8111（代表） FAX03(3558)0335
大阪営業所 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-3-15 06(6784)2811（代表） FAX06(6784)2778
名古屋営業所 〒465-0072 愛知県名古屋市名東区牧の原2-707 052(704)2201（代表） FAX052(704)2221
福岡営業所 〒812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-2-6 092(575)5761（代表） FAX092(575)5617
北日本営業所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8 022(299)7161（代表） FAX022(299)7163

（株）タニタ秋田 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 ナビダイヤル（有料）0570-099655 受付時間9:00～17:00（祝日を除く月～金）

（株）タニタ本社・東京営業所・大阪営業所・（株）タニタ秋田は、ISO9001の認証登録事業所です。

◎表示価格をはじめ、このカタログの内容は2026年10月現在のものです。
◎商品のデザイン・仕様・価格は変更になることもありますのでご了承ください。
◎商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。

https://www.tanita.co.jp/

©2026 TANITA Corporation.

WB15008A26(TN/VF)